

Sortiment pro práci s koferdamem, ASA Dental, Itálie:

spony cena: 352,- Kč/ks

č. 8A

kód: 3052-8A



spona na kořeny molárů s křídélky

č. 60

kód: 3050-60



spona bez křidélek dolní premoláry

č. 212

kód: 3051-212



spona frontální s křídélky
přední cervikální

č. 0

Kód: 3052-0



spona malá křídélka
stěsnané zuby

č. 1

kód: 3052-1



spona univerzální s křídélky
premoláry, univerzální použití

č. 12A

kód: 3052-12A



spona zoubkovaná, seřízlá
křídélka, moláry

č. 14

Kód: 3052-14



spona molárová s křídélky
kulatá

č. W14A

kód: 3052-14A



spona molárová s křídélky
kulatá

č. 14T

kód: 3052-14T



spona molárová zoubkovaná,
s křídélky, kulatá

Dovozce a distributor pro ČR:

č. 1T

kód: 3052-1T


 spona univerz. premol. s křídélky
 zoubkovaná

č. 2

kód: 3052-2


 spona dolní premoláry
 dlouhý krček

č. 2A

kód: 3052-2A


 spona premolárová
 dlouhý krček

č. 2AT

Kód: 3052-2AT


 spona premolárová
 dlouhý krček, zoubkovaná

č. 2T

kód: 3052-2T


 spona dolní premolárová
 dlouhý krček, zoubkovaná

č. 3

kód: 3052-3


 spona dolní malé moláry
 s křídélky

č. 7

Kód: 3052-7


 spona dolní moláry
 hranatý tvar zubu

č. 8

kód: 3052-8


 spona horní moláry
 kulatý tvar zubu

č. 9

kód: 3052-9


 labiální spona s křídélky pro
 přední úsek

Dovozce a distributor pro ČR:

č. 00

kód: 3052-00


 spona s křídélky
 na malé stěsnané premoláry

č. 9T

kód: 3052-9T


 spona labiální zoubkovaná
 s křídélky

č. W0

kód: 3052-W0


 spona premolárová bez
 křídélek , malé zuby

č. W1

Kód: 3052-W1


 spona premolárová bez
 křídélek, univerzální použití

č. W14

kód: 3052-W14


 spona bez křídélek
 kulaté moláry s inklinací

č. W14A

kód: 3052-W14A


 spona bez křídélek
 kulaté moláry

č. W2

Kód: 3052-W2


 spona bez křídélek
 dolní premoláry

č. W2A

kód: 3052-W2A


 spona bez křídélek premol.
 dlouhý krček

č. W3

kód: 3052-W3


 spona bez křídélek
 dolní malé moláry

Dovozce a distributor pro ČR:

č. W7

kód: 3052-W7

spona bez křidélek
kořeny molárů**č. W8**

kód: 3052-W8

spona bez křidélek
kulaté moláry**č. W8A**

kód: 3052-W8A

spona bez křidélek
kořeny molárů**č. 205**

Kód: 3051-205

spona s křidélky
velké horní moláry**č. 4**

kód: 3052-4

spona malé moláry
kulatější krčky**č. W4**

kód: 3052-W4

spona bez křidélek
malé moláry**č. 13A**

Kód: 3052-13A

spona zoubkovaná molárová
seřízlá křidélka**č. 202**

kód: 3051-202

spona s křidélky
velké horní moláry**č. 26**

kód: 3051-26

spona bez křidélek
horní moláry

Dovozce a distributor pro ČR:

č. 51

kód: 3051-51


 spona bez křidélek
 horní moláry

č. 29

kód: 3051-29


 spona bez křidélek
 dolní premoláry

č. 210

kód: 3051-210

bez vyobrazení

 spona labiální s křídélky
 (podobná č. 212)

**Perforační kleště
 Ainsworth, 17 cm**

kód: 3032, Cena: 2.155,-


**Perforační kleště
 Ivory, 17 cm**

kód: 3033, Cena: 2.405,-


**Kleště na spony
 Stoke, 17,5 cm**

Kód: 3034, Cena: 1.250,-


**Kleště na spony
 Brewer, 17,5 cm**

kód: 3031, Cena: 1.150,-


**Kleště na spony
 Ivory Lightweight
 17 cm**

 kód: 3030,
 Cena: 1.225,-


Dovozce a distributor pro ČR:

**Rám na koferdam
plast**

kód: 3041-1, Cena: 410,-



Set koferdam

kód: S3000, Cena: 6.930,-



Nerezový táč na spony

kód: 2731-1, Cena: 710,-



Rám na koferdam, inox, 10x10 cm

kód: 3040-1, Cena: 420,-



Nerezový táč + 8 ks spon

Kód: S2731-1, Cena: 2.950,-



Dovozce a distributor pro ČR: