


Název produktu: Alexander LTS System - KROUŽKY

- ▶ MR baze navyšuje retenci o 41 % (photo etched – kroužky nepadají)
- ▶ Vysoce kvalitní ocel v kombinaci s anatomickým a aerodynamickým designem zaručí přesné obepnutí moláru, snadné usazení kroužku a jeho pevnost
- ▶ Redukovaná interproximální výška minimalizuje působení na tkáň na okraji dásní
- ▶ Zakulacené gingivální a okluzální hrany jsou odolnější při usazování kroužků a zvyšují přilnavost cementu
- ▶ Zakončení do zrcadlového lesku usadňuje hygienu
- ▶ Doporučené možnosti nabodování kroužků dle LTS:
 - Maxilla – 1. molár konvertibilní dvojkanyla*
 - Maxilla – 2. molár nekonvertibilní jednokanyla LP (Low Profile)*
 - Mandibula – 1. molár konvertibilní dvojkanyla (lip bumper)*
 - Mandibula – 2. molár nekonvertibilní jednokanyla LP (Low Profile)*




Vyobrazení kanyl najdete v prospektu "Alexander LTS"

▶ **Cena: 115,- Kč**

jakákoliv kombinace kroužku, bukální kanyly, palatinální/lingvální kanyly/háčky apod.

Cenová nabídka platná do října 2009



Zámky - Alexander LTS v ceně 53,- Kč/ks (1.060,- Kč/sada)