

Light Lite | ELSODENT

akumulační indukční led lampa

AKČNÍ CENA
17.900,- Kč

- ✓ ultralehká
- ✓ tvar tužky
- ✓ bezdrátová
- ✓ indukční dobíjení
- ✓ tichá

Výkonná:

Přes svoji malou velikost je její **max. výkon 1300mW/cm²**
Vlnová délka 450–490 nm
2 kovové otočné světlovody (na 360°), nerozbitné
Úhel světla 12° pro optimální dosah do preparací

Záruka světlovody: 3 roky
Záruka baterie: 6 měsíců
Voděodolná, dotykové zapínání ON/OFF pro dezinfekci

Univerzální použití:

Světlovod ø 3 mm (součástí balení)

- efektivita do 10 mm, rychlý start, 5 sekund 100% intenzita
- vhodné pro cementování faset a ortodontických zámků

Světlovod ø 9 mm (součástí balení)

- efektivita do 10 mm, pomalý start 10 sekund 50% intenzita (650 mW/cm²) a poté 10 sekund 100% intenzita
- vhodné pro polymerizaci kompozitních materiálů v předním i postranním úseku

Baterie: dobíjení 2,5 hodiny, počet cyklů mezi dobíjením 125 x (9mm světlovod) a 400x (3 mm světlovod), světlo bliká modře při dobíjení, světlo svítí modře – plně dobitá baterie, světlo bliká červeně jakmile je nutné dobít



Prolux | ELSODENT

víceúčelové intraorální led světlo



- efektivní rozvěrač
(a zároveň uvolňuje svaly pacienta)
- drží jazyk oddálený od pracovního místa
- intenzivní a účelné osvětlení pracovního prostoru
- snadno se umístí
- bezdrátové
- indukční dobíjení

Použití:

- vícečetné rekonstrukce
- komplikované extrakce
- endodoncie (odstranění čepů apod.)
- implantologie



Světelný zdroj:

výkon: 1200 mW/cm²

životnost LED: 50.000 hodin

vydrží: 2h15min

dobíjení: max. 2 hodiny

voděodolné pro dezinfekci

vkládá se do silikonového průsvitného rozvěrače

Balení obsahuje:

1x indukční dobíječku

1x světelný zdroj

2x silikonové průsvitné rozvěrače (malý a velký)

100x jednorázových ochranných sáčků



AKČNÍ CENA
5.900,- Kč