

## Ena Shiny



**CS014 – SHINY14**

– diamantové lešticí gumové špičky, bílé, 6ks, 668,- Kč

**CS041 – SHINY41**

– impregnované lešticí kartáčky do dist. úseku, špička, 6 ks, 668,- Kč

**CS042 – SHINY 42**


– impregnované lešticí kartáčky do dist. úseku, plný kruh, 6 ks, 668,- Kč

**CS043 – SHINY 43**

– impregnované lešticí kartáčky do dist. úseku, tvar „o“, 6 ks, 668,- Kč

**CS015 - SHINY 15**

- diamantové jemné lešticí gumové špičky, šedé, 3 ks, 668,- Kč



**CS050 – 2R**

– diamantové pásky 12 mm x 2 mm jemné červené, 5 ks, 547,- Kč

**CS050 – 2Y**

– diamantové pásky 12 mm x 2 mm jemné žluté, 5 ks, 547,- Kč

**CS050 – 4R**

– diamantové pásky, 12 mm x 4 mm jemné červené, 5 ks, 668,- Kč

**CS050 – 4Y**

– diamantové pásky, 12 mm x 4 mm jemné žluté, 5 ks, 668,- Kč

# Mock up set

pro zhotovení dočasných faset

## Dočasné fasety hotové do 5 minut:

- otisk silikonovou hmotou v transparentní otiskovací lžici 45 s.
- ztuhnutí otiskovací hmoty 1 min. 30 s.
- preparace na fasetu
- nanesení Flow HRi do průsvitného silikonu 30 s.
- vytvrzení světlem 60 s.
- závěrečná polymerace s Enasealem 60 s.
- leštění diamantovými pastami 60 s.



## TEMPSMU

Set pro zhotovení dočasných faset obsahuje:

Temp Silic transparentní silikonová hmota	2x50ml
Míchací kanyly	8 ks
Průsvitná lžice pro frontální úsek	2 ks
Průsvitná lžice pro horní čelist	2 ks
Průsvitná lžice pro dolní čelist	2 ks
Flow HRi UD0,5	2 g
Flow HRi UD2	2 g
Flow HRi UD3	2 g
Ena Seal	2 ml

**CENA: 4.446,- Kč**