



Název produktu: Oblouky TriTanium


- ▶ Termoaktivní NiTi oblouky se třemi progresivně rostoucími silami – zajišťují větší účinnost pohybu zubů od frontálního po distální úsek
- ▶ Biologicky kompatibilní síly umožňují prodloužit intervaly návštěv, snížení počtu výměn oblouků a vyšší komfort pro pacienta
- ▶ Frontální úsek vykazuje jemnou termoaktivní sílu podobnou obloukům Therma-Ti Lite™ - pro pohodlný pohyb řezáků a špičáků
- ▶ Pro střední úsek je charakteristická střední termoaktivní síla podobná obloukům Therma-Ti™ - pro docílení optimálního pohybu premolárů
- ▶ V distálním úseku oblouk vykazuje silnou termoaktivní sílu podobnou obloukům Therma-Ti "D"™ - pro snadný pohyb silně kotvených molárů
- ▶ Při výrobě jsou elektrolyticky leštěné oblouky charakterizovány bodovými tranzitními zónami, které vylučují existenci mrtvých zón na oblouku
- ▶ Prodávají se ve tvaru Form I a Form III, balení 10 ks
- ▶ Cena: 1.250,- Kč




Zaváděcí akce:

980,- Kč/bal. 10 ks

Tvary:



Form I



Form III

TriTanium Arch Wire

| <u>Dimension</u> | <u>Form I</u> | <u>Form III</u> |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Upper Arch: | | |
| .016 x .016 | 859-540 | 859-731I |
| .016 x .022 | 859-541 | 859-732I |
| .017 x .025 | 859-537 | 859-733I |
| .018 x .018 | 859-545 | 859-734I |
| .018 x .025 | 859-542 | 859-735I |
| .019 x .025 | 859-543 | 859-736I |
| .020 x .020 | 859-544 | 859-737I |
| Lower Arch: | | |
| .016 x .016 | 859-550 | 859-741I |
| .016 x .022 | 859-551 | 859-742I |
| .017 x .025 | 859-547 | 859-743I |
| .018 x .018 | 859-555 | 859-744I |
| .018 x .025 | 859-552 | 859-745I |
| .019 x .025 | 859-553 | 859-746I |
| .020 x .020 | 859-554 | 859-747I |

To Receive TriTanium in individual packs, place a "W" at the end of the part number above