



TECHNICKÁ DATA

LISTOVÉ MIKRO APLIKÁTORY



NÁZEV PRODUKTU: PERFECTO MICRO
APLIKÁTORY

KÓD PRODUKTU:

MIKROAPBIPER	KRABICE 40x400 MIKROAPLIKÁTORŮ BÍLÝ 1,5mm SUPERJEMNÝ
MIKROAGIPER	KRABICE 40x400 MIKRO APLIKÁTORŮ ŽLUTÉ 1,9mm JEMNÉ
MIKROAPLIPER	KRABÍČKA 40x400 MIKRO APLIKÁTORŮ LILA 3mm REGULAR
MIKROAPNEPER	KRABICE 40x400 MIKRO APLIKÁTORŮ ČERNÝ VÁLEC 1,4mm

POPIS PRODUKTU: Mikroaplikátory pro dentální použití

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: PERFECTO MIKRO-APLIKÁTORY jsou vysoce odolné a nenasákové; mají kompaktní aplikátor a ohebnou plastovou rukojeť, která umožňuje přesnou a lokalizovanou aplikaci různých kapalin a materiálů. PERFECTO MIKRO-APLIKÁTORY jsou jednorázové.

MATERIÁL: Polypropylen a nylon

VÝROBCE: Dispotech srl

Via M. del Grosso 8-12
23022 Chiavenna (SO)
Tel. 0343,36711
Fax 0343.36567
e-mail: info@dispotech.it

BARVY: Bílá, žlutá, lila, černá

KLASIFIKACE: Zdravotnický prostředek třídy I

Klasifikace podle přílohy IX odst. III pravidlo 1 evropské směrnice 93/42/EHS (včetně směrnice 2007/47/EHS)

ROZMĚRY: Délka: 10cm; Velikost hlavy: Superjemná 1,5 mm bílá; Jemná 1,9 mm žlutá; Běžná 3,0mm lila;
Válec 1,4mm černý

DATUM EXPIRACE: 2 roky od data výroby

SKLADOVÁNÍ: Skladujte v dobře větrané místnosti. Teplota mezi 2 °C a 40 °C, vlhkost 80 %. Během skladování a přepravy chraňte před kyselinami a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření.

BALENÍ: 100ks každá tuba, 4 tuby v každé krabici, 40 krabic v každé krabici

DATUM: 10.01.2019
Rev. 00
VYROBENO RGQ
SCHVÁLENO GŘ

Společnost Dispotech srl

Provozní ředitelství: 23020 GORDONA (SO) Via al piano, 29 - Tel. +39 0343 36711 - Fax. +39 0343 36567 - www.dispotech.com

Sídlo: 23022 CHIAVENNA (SO) Via M. Del Grosso, 8/12 - e-mail: info@dispotech.it - PEC: dispotech@legalmail.it

Základní kapitál 1 500 000,00 € plně splaceno - DIČ 00672170149 - REA 47213 Hospodářská komora SO - Kancelář IČO SO 00672170149