


## E-Z Jett® Compact SLIM, 8-mi místná kazeta

kód: 50Z911, cena: 1.150,- Kč

- pro uložení 8-mi nástrojů
- snadné otevírání a zavírání ochranného krytu
- kompaktní velikost – vejde se do Statimu
- spoří místo v ultrazvukové čističce a v autoklávu
- větší otvory pro lepší proplach vodou a čištění
- snadno stohovatelné – v ultrazvuku se snadno spojí k sobě
- antimikrobiální aditiva vkládaná během výrobního procesu
- balení obsahuje také držák na stříkačku
- možno autoklávat do 134°C
- **rozměry: 18,09 cm x 9,84 cm x 1,58 cm**



## Výkonná organizační kazeta – pro velké a speciální nástroje

- hlubší a prostornější kazeta na nástroje
- pro nástroje větších velikostí a zvláštních rozměrů
- navrhnete si sami dělicí podložky pro usazení nástrojů (prodávají se také samostatně)
- větší otvory pro lepší proplach vodou a čištění
- kompaktní velikost vhodná do většiny sterilizačních zařízení
- snadné otevírání a zavírání ochranného krytu
- ideální pro chirurgické a ortodontické nástroje, rozměrné kleště, hemostat, nůžky a jakékoliv nástroje, které se nevejdou do obvyklých kazet na nástroje
- ve všech barvách, lze autoklávat do 134°C



kód 50Z940, rozměry: 20,8 cm x 10,8 cm x 3,1 cm, cena: 1.880,- Kč