

Návod k použití Accuguide Blade

Vážený zákazníci,

Tato čepel Accuguide byla navržena pro zavádění čepů OrthoEasy® Pal Pins ve spojení se šablonami pro zavádění vytvořenými v modulu TADmatch softwaru pro ortodontickou diagnostiku a plánování OnyxCeph³™ od společnosti Image Instruments GmbH. Pouze při použití tohoto softwarového nástroje je zaručena dokonalá funkce čepele a zejména hloubkového dorazu. Čepele Accuguide jsou určeny k jednorázovému použití. Mohou být znovu zpracovány a použity na pacienta pouze jednou.

Vzhledem k odpojení čepele od hlavice čepelí OrthoEasy® Pal Pins po dosažení plánované hloubky zavedení dochází ke zvýšenému opotřebením čepele Accuguide, a proto nelze zaručit jejich bezpečné opakované použití. Likvidace musí být prováděna v souladu s regionálními nebo národními právními předpisy pro materiály používané v klinické praxi. Další informace o použití naleznete v návodu k použití kolíku OrthoEasy®.



FORESTADENT Bernhard Förster GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 • 75172 Pforzheim (Germany)

Telefon + 49 7231 459-0 • Fax + 49 7231 459-102

info@forestadent.com • www.forestadent.com

Obj. č.: 1300-0002-10

IFU-No.003/03.2022

