


Konečně malý, ale efektivní pomocník!

Snadné uchopení inlejí, onlejí, můstků nebo fazet a jejich bezpečné přenesení na požadované místo

- Silan (nepropustné) adhezívum – dodáváno ve stříkačce
- Snadné uchopení
- 100 % jisté a bezpečné uchopení korunek, inlejí, onlejí a fazet
- Precizní usazení i malých prací z libovolného materiálu
- Snadné odstranění adhezíva, ploška zůstává čistá
- Snadné odlepení – vše máte pod kontrolou
- Práci lze uchopit opakovaně
- Adhezívum po polymeraci mění zbarvení



Small
for inlays and
veneers



Large
for crowns



Medium
for inlays, onlays,
veneers and crowns

Griptab – balení 60 ks = 1.900,- Kč

Balení obsahuje:

- 24 ks Large
- 24 ks Medium
- 12 ks Small
- Adhezívum – 1 sříkačka
- Kanyla – 1 ks

