

POLYMERAČNÍ LAMPY

LEDEX™ WL-090+ (režimy TURBO, detekce PLAKU a KAZU)

Akce 7 % (původní 14.850,-)

13.811,-

VÝKON od 600 mW/cm² – 2400 mW/cm²

Vlnová délka 390-480 nm

8 režimů intenzity výkonu:

- Nízký 600mW/cm²
- Stoupající 1000 mW/cm²
- Standartní 1000 mW/cm²
- **Vysoký 1800 mW/cm²**
- **Turbo 2400 mW/cm²**
- Rychlý Orto 1800 mW/cm²
- **Detekce plaku 250 mW/cm²**
- **Detekce kazu 350 mW/cm²**



DENTMATE
TECHNOLOGY CO., LTD.

- Barva: černá
- Dodáváno se 2 světlovody (Ø 8 mm a Ø 5 mm)
- Baterie snadno vyměnitelná zákazníkem (monočlánek)
- Vestavěný radiometr (tester intenzity výkonu)
- Síťová nabíječka, stojan lampy s radiometrem, ochranný kryt
- Napájení mikro USB Jack

Díky fotoiniciátorům redukujícím dobu polymerace PPD a Lucirine TPO polymeruje kompozit o síle 2 mm/2 sek při 2400 mW/cm²

EASYLIGHT dlouhodobě v akci 7.190,-

VÝKON 1000 mW/cm²

Vlnová délka 420-480 nm

Pomalý start a potom časovač 5, 10, 15, 20 sek.



Dlouhodobě oblíbená polymerační lampa poskytuje spolehlivou službu jak zubařům, tak i ortodontistům. Žádné reklamace, výdrž dobíjecí baterie více než 2 roky.

LEDEX™ WL-070 dlouhodobě v akci 6.990,-
+ Enamel Plus HRi FLOW UD3 ZDARMA

VÝKON 1000 mW/cm²

Vlnová délka 420-480 nm

Dva režimy: rychlý a soft start

Světlovod Ø 8 mm + ochranný štít

Váha 120 g (včetně baterie a světlovodu)

Rozměr: Ø max 26 mm x délka 156 mm

Pracovní čas na jedno nabití cca 40 min (240 cyklů á 10 vteřin). Dobíjení cca 2 hodiny.



DENTMATE
TECHNOLOGY CO., LTD.

Barva: bílá

Na objednávku možné i další barvy (žlutá, oranžová, růžová, zelená, modrá, černá) – nutno počítat s delším objednávkovým termínem.

ENA HEAT – CHC3

Cena: 8.890,-

OHŘÍVAČKA KOMPOZIT

- dvě teploty 39°C a 55°C
- 6 a 4 otvory (stříkačky a karpule)

**CENA V AKCI
PŘI NÁKUPU
VĚTŠÍHO OBJEMU
- INFORMUJTE SE**



EASE-IT

Cena: 18.288,-

OHŘÍVAČKA pro stříkačky i karpule
Mistička na malou dávku kompozitu
s víčkem proti předčasné polymeraci.
Volitelný Thermo-Block – dvě verze.
Nastavitelné teploty 40°C – 60°C



Základna: 10.899,-
Thermo-Block: 3.959,-
JAR/mistička: 3.430,-
Části dostupné jednotlivě.

VENEER ME

2600 KOMPLETNÍ SET **6.852,-**

2600-1 MINI SET **2.742,-**

Maximální bezpečí pro vaše fazety
- snadná manipulace, přenos
a doprava



Dostupné jednotlivě:
2610: podložky 1.718,- / 10 ks
2620: membr. rámečky 2.988,- / 10 ks

Track-V 59.900,-

Pro techniku tepelného
tvarování. Vestavěná vakuová
pumpa. Digitalizovaný, barevný
LCD displej. Dostatek místa pro
vysoké sádrové modely.
Pro fólie kulaté Ø 125 mm.

Informujte se
na akční nabídku.



DENTO-PREP

AKČNÍ CENA: 8.586,-

Pískovačka pro abrazi povrchů
z kompozitu, keramiky a kovových
konstrukcí (korunky, čepy, inleje/onleje,
orto zámků apod.). Otočná tryska 360°.
Rychlospojky nutno dokoupit
samostatně. Pro prášky oxidu hlinitého
a oxidu křemičitého zrna 20-80 μ

Písek 50μ: 740,-



Stojánek: 1.150,-

DUST-CABINET

Cena: 20.015,-

Pískovací box vytváří ochrannou zónu
pro práci s pískovačkou DENTO-PREP.
Samostatné zařízení s vlastním zdrojem
pro připojení k běžné síti 230V/50Hz.



SMILE LITE MDP2

Cena kompletu: 17.833,-

Inovovaná verze světla pro mobilní
profi dentální fotografie.



- vhodné ke všem typům chytrých telefonů
- polarizační filtr & difusor & kufřík v ceně
- plug & play (bez nutné aplikace)

PHOTO-CAD

Foto rozvěrače pro nejlepší
fotografie všech 4 kvadrantů
a pro digitální otisky CAD/CAM.
*Ergonomicky tvarovatelné,
opákní a antireflexní. Jemný povrch
pro nejvyšší komfort pacienta.*

PC-3001 dolní čelist 1 ks: 1.546,-

PC-3002 horní čelist 2 ks: 2.735,-

PC-3100 set 3 ks: 4.153,-



FLEXIPALETTE 4.221,-

SET kontrastorů – 4 tvary

Z ohebného měděného plíšku zcela
krytého materiálem Plastimed (silikon
pro med. účely bez latexu,
hypoalergenní). Možno sterilizovat,
opákní bez odlesků, jemné a měkké,
ohýbat v úhlech od 30° do 45°.

Dostupné jednotlivě á 1.172,- Kč

