

LM DENTAL LM-ARTE

LM-ARTE APPLICA

...NANÁŠENÍ KOMPOZIT...

BY STYLE ITALIANO

Velmi tenká a pružná lopatka je určena pro přenášení a estetické modelování kompozit. Flexibilní pracovní konec jemně a přesně tvaruje kompozitní vrstvy, pomáhá tak vytvořit přirozené tvary zubu. Tenká špička nástroje **LM-Arte Applica** umožňuje modelování v úzkém prostoru nebo proti matrici.

46-49ES, cena: 1.691,- Kč

46-49XSI, cena: 1.503,- Kč



LM-ARTE APPLICA TWIST

...PRO NEPŘÍSTUPNÁ MÍSTA...

BY STYLE ITALIANO

Tenká a úzká lopatka podobná jako LM-Arte Applica. Její zahnutí usnadňuje přístup do problematictějších oblastí. Je vhodná pro modelování aproximalních stěn nebo okrajových hřebenu v matrici.

464-494ES, cena: 1.691,- Kč

464-494XSI, cena: 1.503,- Kč



LM-ARTE MODELLA

...MODELUJTE...

BY STYLE ITALIANO

Velmi tenká a široká lopatka, která je ideální pro kompozitní modelování zejména na velkých plochách, jako jsou vestibulární stěny frontálních zubů. Široká čepel umožňuje vyrovnat povrch velmi efektivně. Díky extrémně tenkému hrotu je **LM-Arte Modella** velmi ostrá a přesná pro všechny estetické potřeby a malé detaily. Je také vhodná pro přenášení kompozita ze stříkačky do kavity.

442-443ES, cena: 1.691,- Kč

442-443XSI, cena: 1.503,- Kč



LM-ARTE CONDENSA

...CPÁTKO...

BY STYLE ITALIANO

Dlouhá a kulatá cpátka speciálně konstruovaná pro modelování kompozit. **LM-Arte Condensa** má tenkou i silnou koncovku, což umožňuje neomezený přístup do kavity různé velikosti, jak v přední tak v zadní oblasti. Zaoblená pracovní koncovka umožňuje jemnou kondenzaci kompozitního materiálu.

488-489ES, cena: 1.691,- Kč

488-489XSI, cena: 1.503,- Kč



LM-ARTE MISURA

...MĚŘTE PŘESNĚ...

BY STYLE ITALIANO

Unikátní nástroj pro horizontální a vertikální měření tloušťky kompozitních vrstev předních výplní. Po vrstvení, ale ještě před polymerizací dentinového kompozitu, se tenčí koncovka s kuželovitým tvarem umístí na sklovinu.

496-497ES, cena: 1.691,- Kč

496-497XSI, cena: 1.503,- Kč



LM-ARTE POSTERIOR MISURA

...ŠIKOVNĚ MĚŘTE...

BY STYLE ITALIANO

Tento nástroj je speciální verzí oblíbeného nástroje LM-Arte Misura pro měření tloušťky vrstev kompozitních materiálů, určený pro práci v zadní oblasti ústní dutiny.

498-499ES, cena: 1.691,- Kč

498-499XSI, cena: 1.503,- Kč



LM-ARTE FISSURA

...JEMNÁ MODELACE...

BY STYLE ITALIANO

Modelovací nástroj s extrémně ostrými špičatými hroty. Kónický hrot je ideální pro tvarování okluzních ploch zadních zubů za použití jediného nástroje. Jemná koncovka ve tvaru sondy je optimální pro modelování fisur a mamelonů a také pro vrstvení některých kompozitních materiálů a tmelů. Flexibilita nástroje **LM-Arte Fissura** umožňuje jemně zjišťování nadbytečné pryskyřice na povrchu zubu.

481-487ES, cena: 1.691,- Kč

481-487XSI, cena: 1.503,- Kč



LM-ARTE ECCESSO

...ŠETRNĚ DOKONČETE...

BY STYLE ITALIANO

Nástroj určený k odstranění kompozitních a bondingových přebytků. Tento jemný, ale zároveň pevný nástroj má optimální délku, tloušťku a šířku čepele. Je ideální pro odstraňování přebytků z předních krčků a mezizubních oblastí molárů.

307-308ES, cena: 1.691,- Kč

307-308XSI, cena: 1.503,- Kč



LM-ARTE SOLO POSTERIOR

...POMOCNÍK V DISTÁLU...

BY STYLE ITALIANO

Zaoblený konec pro jemnou kondenzaci a modelování kompozitního materiálu. Ostrý konec pro konturování anatomie okluzního povrchu.

434-438ES, cena: 1.691,- Kč

434-438 XSI, cena: 1.503,- Kč



NEW



LM-ARTE SOLO ANTERIOR

...SNADNĚJI NA FAZETY...

BY STYLE ITALIANO

Nástroj určený pro estetické frontální výplně. Zaoblená a rovná špachtle pro modelování předních zubů, zejména labiálních plošek.

431-43 3ES, cena: 1.691,- Kč

431-433XSI, cena: 1.503,- Kč



NEW



LM-ARTE CUSP MISURA

...MĚŘTE ŠIKOVNĚ...

BY STYLE ITALIANO


Nástroj je další verzí oblíbených nástrojů Misura a Posterior Misura pro měření tloušťky vrstev kompozitních materiálů, určený k měření tloušťky a výšky hrbolek

464-469ES, cena: 1.691,- Kč

468-469XSI, cena: 1.503,- Kč



NEW



LM-ARTE SET 5 KS

...MISTROVSKÉ DÍLO...

BY STYLE ITALIANO

Mistrovské dílo - sada nástrojů LM-Arte navržena ve spolupráci se Style Italiano. Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli LM-DuraGradeMax s mimořádným leskem. Každý nástroj je barevně odlišen a pojmenován podle své základní funkce, aby bylo ošetření jednodušší, efektivnější a rychlejší. **Obsahuje nástroje LM-Arte Applica, Condensa, Fissura, Misura a Eccesso v kazetě LM-Arte Servo pro 5 nástrojů.**

6840ES, cena: 9.777,- Kč | rukojeti ErgoSense

6840XSI, cena: 8.833,- Kč | rukojeti ErgoMax



V SORTIMENTU TAKÉ...

LM-ARTE POSTERIOR SET 5 KS:
9.777,- (6844ES), 8.833,- (6844XSI)

LM-ARTE COMPLETE SET 8 KS:
15.001,- (6848ES), 13.495,- (6848XSI)



KUP 3 ks

+ Flow UD3/2 g
zdarma



MODELAČNÍ NÁSTROJ – IDEÁLNÍ DO POSTRANNÍHO ÚSEKU

Chytrý nástroj – navrhl exklusivně Dr. Lorenzo Vanini jako alternativu nástrojům LM-Arte. Úzká lopatka zakončená mírnou špičkou pro snadné modelace v méně přístupných místech, navíc v ideálním úhlu i pro přístup do distálu. Špička na druhém konci mírně konická umožňuje modelovat v úzkém prostoru a současně poslouží jako měřka

TLV2, cena: 876,- Kč



MODELAČNÍ NÁSTROJ – IDEÁLNÍ PRO PŘEDNÍ ÚSEK

Modelační nástroj navržený Dr. Lorenzo Vaninim pro přední úsek. Tenká lopatka je velmi praktická pro estetické modelace a stratifikaci estetických výplní a dostaveb.. Na druhém konci jsou vyměnitelné šroubovací konce s noži (bílý flexibilní, šedý pevnější) pro úpravu kompozitu.

TLV1, cena: 876,- Kč

TRAW – bílá koncovka, pružnější,

Cena: 140,- Kč

TRAG – šedá koncovka, pevnější,

Cena: 140,- Kč



SILIKONOVÉ KONCOVKY NA KOVOVÉ RUKOJETI

Pět druhů koncovek snadno vyměnitelných pro lehkou modelaci kompozitních pryskyřic. Dostupné ve dvou variantách: konce 2x úhel 45°, nebo 90° a 180°. Rukojeť i koncovky lze sterilizovat v autoklávu.

TPENMC: 2x 45° rukojeť + 5 koncovek, 1.761,- Kč

TPENMS: 90° a 180° + 5 koncovek, 1.761,- Kč

TPENMP: koncovky 5 ks, 814,- Kč



SILIKONOVÉ MODELAČNÍ NÁSTROJE NA DŘEVĚNÝCH RUKOJETÍCH

Pět modelačních nástrojů se silikonovými koncovkami různých tvarů. Bílé = měkčí, černé = tvrdší. Nelze sterilizovat, pouze dezinfikovat (pozor, dřevo nenotit dlouho!) Nelze kupovat samostatně. **VELMI OBLÍBENÉ A NEJPRODÁVANĚJŠÍ.**

TPENS – bílé, 5 ks, 2.009,- Kč

TPENN – černé, 5 ks, 2.009,- Kč



MODELOVACÍ ŠTĚTEČKY – NA KOMPOZIT, BONDY, STAINY...


Štětcečky ve 3 velikostech, dřevěná rukojeť. Nelze sterilizovat, pouze dezinfikovat (pozor, dřevo nenotit dlouho!). **VELMI OBLÍBENÉ A NEJPRODÁVANĚJŠÍ.**

COSPEN11 – štětceček typ C na barvy (stainy)

COSPEN12 – štětceček typ F na fisury

COSPEN13 – štětceček typ M na modelaci

Cena: 206,- Kč / 1 ks



SETY NA MODELACI – VOSK, KOMPOZIT

DOSTUPNÉ I JEDNOTLIVĚ

CARVER SET - PKT+LeCron+Hylin

Sada 6 ks

1.040,-

TDRK2



SET – VOSK A KOMPOZIT

3 ks

1.988,-

TDRK1 | 3 ocelové nástroje + 3 šroubovací koncovky



NÁSTROJ NA KOMPOZIT

1 ks

876,-

TDR5




S1222-7SET 7 KS NÁSTROJŮ

Set 7 nástrojů obsahující níže uvedené kovové modelační nástroje.

Cena: 2.883,- Kč


Set S1222-7 obsahuje:

5112-3 | 0704-16D2 | 1203-1 | 1203-3
1219-179 | 1504-2 | 5153-1



5112-3 P.K.THOMAS WAX AND MODELLING CARVERS

Cena: 299,- Kč



0704-16D2 OBOUSTRANNÁ SONDA

Cena: 306,- Kč



1203-1 FILLING INSTRUMENT

Cena: 325,- Kč



1203-3 FILLING INSTRUMENT DOUBLE ENDED

Cena: 325,- Kč



1219-179 PLASTIC DOUBLE ENDED FILLING

Cena: 344,- Kč



1504-2 DOUBLE ENDED AMALGAM CARVER

Cena: 451,- Kč



5153-1 DOUBLE ENDED INSTRUMENT

Cena: 1.043,- Kč



ŠIRŠÍ SORTIMENT MODELAČNÍCH NÁSTROJŮ ASA DENTAL NA VYŽÁDÁNÍ