

Enamel Plus HRI

PLATNOST OD 1. 1. 2025

- **Skloviny UE** „Universal Enamel“ **po slevě 2.222 Kč**

Barvy: UE1 | UE2 | UE3 | 5 g | CENA: ~~2.469 Kč~~

Schopnost měnit barvy, kterou má přirozená sklovina, byla zapracovaná do odstínů univerzální skloviny. Sklovina vykazuje stejný index lomu světla jako přirozená sklovina. Nanáší se v podobné vrstvě, jen nepatrně tenčí, a to **bez viditelných okrajů**. Obsahuje 80 % váhových plniv (z toho 12 % nano zirkonium-oxidových částic a 68 % nového typu skleněného plniva s vysokým indexem lomu světla).



- **Dentiny UD** „Universal Dentine“ barvy | 5 g | CENA: ~~1.895 Kč~~ **po slevě 1.706 Kč**

Barvy: UD0 | UD0,5 | UD1 | UD2 | UD3 | UD3,5
UD4 | UD5 | UD6

Univerzální dentinové hmoty jsou vysoce zářivé mikrohybridy (vysoký jas) a jsou kalibrovány dle fluorescence a opacit přirozeného dentinu. Vrstvit lze 2-3 odstíny, ale **většinou se používá jen jeden odstín dentinu**, neboť okraje jsou neviditelné díky použití univerzální skloviny.

Nové dentiny **UD0 a UD0,5** jsou vhodné pro použití u restaurací **velmi světlých či bělených zubů**.



SLEVA 10 %

PŘI ZAKOUPENÍ
3 STŘÍKAČEK á 5 g
Dentiny a skloviny
lze kombinovat.

ENA POST – kompozitní prefabrikované sklovláknenné čepy

Jedinečná vazba | Neobsahují epoxidovou pryskyřici | **Neobsahují barium sulfát**

Výjimečně flexibilní díky jednosměrným skleněným vláknům

2 %: CP0208, CP0210, CP0212, CP0214 (původně 1.726 Kč)

10 %: CP1005, CP1007, CP1009, CP1011 (původně 2.158 Kč)

Již silanizované!

ENA **post**



SLEVA 33 %

Balení 10 ks

2 %: 1.156 Kč

10 %: 1.446 Kč

Enamel Plus HRI - Flow BIO

Flow dentinový kompozit | 2 g | Cena: ~~811 Kč~~ **po slevě 649 Kč**

Dostupné barvy jako u dentinů UD: UD0 | UD0,5 | UD1 | UD2 | UD3 | UD3,5 | UD4 | UD5 | UD6

Vysoce naplněný (77% hmotnosti) mikrohybridní světlem tuhnoucí flow dentinový

kompozit – viskózní, elastický, radioopákní, vynikající fyzikální vlastnosti. **Neobsahuje matrici BisGMA (neobsahuje Bisfenol-A).**

Vhodný pro podložky kavit u přímých a nepřímých restaurací v distálním úseku a pro V. třídu ve frontě.

Vhodný také pro ortodonticii k lepení retenčních dlah a pro výrobu attachmentů u neviditelných rovnátek.



SLEVA 20 %

PŘI ZAKOUPENÍ

3 STŘÍKAČEK á 2 g

PLATNOST OD 1. 1. 2025

HRI BIO FUNCTION – vysoce kompatibilní – po slevě 1.706 Kč

- neobsahuje komonomery, Bis-GMA a volné nanočástice v prášcích.

Skloviny BF: BF1 | BF2 | BF3 | 5 g | CENA: ~~1.830 Kč~~

Dentiny BD: BD0 | BD1 | BD2 | BD3 | BD3,5 | BD4 | BD5 | BD6 | 5 g | CENA: ~~1.895 Kč~~

Inovativní **formule UDMA a TCDDMDMA** vykazuje nulovou cytotoxicitu a neobsahuje Bis-GMA, který může uvolňovat Bisfenol-A (BPA je organická sloučenina vykazující estrogenní vlastnosti v lidském těle a způsobující zdravotní potíže).



SLEVA 10 %

PŘI ZAKOUPENÍ 3 STŘÍKAČEK á 5 g

Dentiny a skloviny lze kombinovat.

Dvousložkový set pro spolehlivý bonding

COSM300K po slevě 3.402 Kč

Nanesením **ENA BONDU** jako primeru a pečtidla **ENA SEAL** jako druhé vrstvy nenaplněné pryskyřice obdržíte dokonalý, spolehlivý a předvídatelný uzávěr.



Bonding typu „etch & rinse“ – set obsahuje:

EnaBond – světlem tuhnoucí bond (primer) | 5 ml

EnaSeal – světlem tuhnoucí pečtidlo | 5 ml

EnaEtch – kyselina fosforečná 37 % | 2 ml

Aplikátory

CENA: ~~3.780 Kč~~

SLEVA 10 %

Enamel Plus Hri - ENA CEM^{HF}

Duální kompozitní cement pro fixaci a dostavby – inovovaný, fluorescentní & radioopákní (210 % Al), chemicky tuhnoucí kompozitní cement. **Neobsahuje Bisfenol-A, neobsahuje ftaláty.**

Barvy: UD1 | UD2 | UD3 | UD4 – duální stříkačky 8 g, CENA: ~~3.040 Kč~~

Vysoce naplněný (77 % váhy)

Vickers tvrdost 670 MPa

Modul elasticity 12850 MPa

Pevnost v ohybu 116 MPa

Pevnost v tlaku 342 MPa

Minimální tloušťka < 50 µm

POUŽITÍ K CEMENTOVÁNÍ:



po slevě 2.432 Kč

SLEVA 20 %

PŘI ZAKOUPENÍ

1 stříkačky á 8 g

KORUNEK A MŮSTKŮ VŠECH TYPŮ | ČEPŮ A KONSTRUKCE PAHÝLU

KOMPOZITNÍCH A KERAMICKÝCH FAZET, INLEJÍ A ONLEJÍ

ItalDent s.r.o. | Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8 | tel: 233 552 022 | e-mail: info@italdent.cz

www.italdent.cz | www.facebook.com/italdentcz | www.facebook.com/italdentczorto