

BIANCO - set pro zářivý úsměv

Postačí jen dvě vrstvy: dentin zakryje nedokonalosti a sklovina navodí přirozenou průsvitnost a hloubku.

... snadno, rychle,
dokonale



Cena: 2.815,- Kč
4 x 2,5 g

CHR4B – set BIANCO obsahuje:

- **IWS – intensive white spot** (středně intenzivní bílé skvrny pro napodobení prasklin, obláček, mamelonů atd. Tyto odstíny jsou typické pro demineralizovanou sklovinu a mohou se vyskytovat ve všech oblastech).
- **UE3 – universální sklovina o vysokém jasu napodobující dětské nebo bělené zuby** (80 % váhových plniv, z toho 12 % obsahující nano částice, stejný index lomu světla jako přirozená sklovina).
- **UDO – velmi světlý dentin** blízký chromacitě přirozeného zubu napodobující světelnost bělených zubů.
- **OBN – opalescentní modrá sklovina na podporu efektů a neviditelných okrajů na incizi.**

Velmi šetrná zubní pasta – určená nejen po bělicí péči, ale k celoročnímu užívání, vhodná zejména **pro péči o kompozitní fazety a výplně.**

- Jemné složení zubní pasty nepoškozuje sklovinu – nízká abraze (25RDA)
- Posiluje sklovinu, zajišťuje dobrý stav zubů a udržuje lesk výplní (fazet)
- Snižuje přecitlivělost, vhodná k celoročnímu používání
- Jemně rozjasňující – doporučuje se po bělicí péči
- Příjemná, svěží příchuť – neobsahuje mentol (bezpečná pro alergiky)
- Neobsahuje škodlivé konzervační látky (neobsahuje SLS)
- Pasta jen mírně pěň

Praktické balení do ordinací nebo na recepci klinik: **24 ks**

CENA: 3.527,- Kč (tj. 147,- Kč/ks)

Dlouhodobý bělicí efekt

**OBSAHUJE 0,09 %
fluorid sodný**



Profesionální léčba *patogenních a iatrogenních diskolorací v ordinacích.*

Ena White Power

35 % peroxid vodíku

COSM035

ZP třídy IIa



Duální stříkačka aktivuje pouze potřebné množství gelu.

Neutrální PH 7,3

Ena Dam – bariéra na dásně

Cena: 2.994,- Kč

2 x stříkačka 5 g

Ena White Regular & Sensitive

12 % peroxid vodíku

Pro léčbu nevitálních zubů
metodou „walking bleaching“

COSM012

ZP třídy IIa

Příslušenství léčby diskolorací:

COSM03B | Ena Dam pasta | 3 ml/4 g | 927,- Kč

COSM055 | Ena White Desensitizer gel | 2 x 1,2 ml | 560,- Kč



Cena: 1.912,- Kč

2 x stříkačka 5 g

Domácí léčba *diskolorací pod dozorem profesionála.*

Ena White Light

6 % peroxid vodíku

COSM015

Příjemná příchutí máty

Odpovídá přibližně 15 % karbamid peroxidu

Kosmetický prostředek



Cena: 1.570,- Kč

4 x stříkačka 3 ml