


ZIRC - Pink Petal™

Komfortní hands-free násadec na savku. Bezpečně drží savku bukálně na místě, kde je potřeba.

Pink 
Petal™



Jednoduše nasuňte na jednorázovou savku a získáte komfortní zařízení, které již nepotřebuje žádné další přídatné attachmenty. Umístit bukálně a Pink Petal™ bude bezpečně držet savku tam, kde je potřeba. Nepřekáží jazyku, snadné přesunutí savky zleva doprava a opačně. Hands-free.

Ideální pro dentální hygienistky - při práci s ultrazvukem, pečetidly apod.

50Z975 - balení 50 ks, cena: 980,- Kč

Ukázková videa dostupná na webu.



Pamatujte!

pro úspěšné sání
musí být konec savky
v rovině se špičkou Pink Petal

SE-Cushion

Jemné koncovky k nasunutí na savku

- Brání poranění a poškrábání tkání v ústech
- Pro lepší komfort pacienta
- Podporuje rozsah sání
- Tlumí zvuk savky
- Jednorázové použití
- Rozměry 2,54 cm x 1,58 cm



50Z970 – balení 100 ks, cena: 871,- Kč

Lingua-fix – savka

Speciální savka drží jazyk v bezpečně vzdálené pozici od preparovaného místa

- Suché pracovní pole
- Snadné umístění a vyjmutí z úst (úchyt pod bradou)
- Komfortní pro pacienta – žádné ostré hrany
- Široký sací prostor zamezuje ucpání savky
- Redukuje usazování pevných částic v trubičce savky
- Rozměry 13,65 cm x 7,3 cm x 1,11 cm
- V prodeji vcelku, balení 10 ks nebo 50 ks



50Z953S | 10 ks | cena: 528,- Kč

50Z953 | 50 ks | cena: 1.935,- Kč



mr. thirsty®

one - step

Rozvěrač a integrovaná velkoobjemová savka, současně také držič jazyka – odtahuje a izoluje tvář. Jednoduše připojte k HVE ventilu a po výkonu zahodte.



- První svého druhu na českém trhu
- Vyrobeno z termoplastického elastomeru (tj. látky, která za normální teploty vykazuje vysokou pružnost)
- Unikátní komfort pro pacienta – i u dlouhodobého výkonu si pohodlně opře jazyk
- Ideální pro CEREC, ale i DENTÁLNÍ HYGIENISTKY, DĚTSKÉ PACIENTY, PROTETIKU...
- ... a všude v ordinacích, kde použití koferdamu není na denním pořádku
- Praktické, vždy na dosah ruky
- K jednorázovému použití (žádná křížová kontaminace, žádné investice do sterilizace)
- Brání aerosolové kontaminaci ovzduší
- Neobsahuje latex
- Dostupný ve 3 velikostech (velikost lze dále nůžkami upravit)

Vzorový set (30 ks – 10 ks od každé velikosti) – cena: 3.049,- Kč

50Z98810 – s adaptérem 10 mm * (zatím není dostupný)

50Z98816 – s adaptérem 16 mm * (zatím není dostupný)

Adaptéry – cena: 265,- Kč

50Z993 – adaptér 10 mm

50Z994 – adaptér 16 mm

Balení 50 ks – cena 4.538,- Kč

- 50Z989SM10 – SMALL s adaptérem 10 mm * (zatím není dostupný)
- 50Z989SM16 – SMALL s adaptérem 16 mm * (zatím není dostupný)
- 50Z989MD10 – MEDIUM s adaptérem 10 mm
- 50Z989MD16 – MEDIUM s adaptérem 16 mm
- 50Z989LG10 – LARGE s adaptérem 10 mm
- 50Z989LG16 – LARGE s adaptérem 16 mm



Dostupná také balení 100 ks | cena: 8.255,- Kč



DOPRODEJ PŮVODNÍHO SORTIMENTU:

50Z986LG16 – LARGE modré 25 ks – 2.571,-

50Z986SM16 – MEDIUM fialové 25 ks – 2.571,-

50Z98716 – TRIAL KIT 10 ks – 1.288,-

(doprodej skladových zásob výrobce)

LARGE

MEDIUM

* SMALL (nově v sortimentu, zatím není dostupný, čekáme nové CE)

Doprodej skladových zásob TRIAL KIT á 5 ks Medium + 5 ks Large (1.288,- Kč) a balení MEDIUM/LARGE á 25 ks (2.571,- Kč) = ukončení sortimentu.

ASA Dental – savky TOTAL-COMFORT

S extra jemnou flexibilní koncovkou

Balení 100 ks – cena 180,- Kč

- **Skladem 2903E-BA155** (bílá savka s modrým snímatelným koncem)
- Ostatní typy na objednání - pouze celý karton, cena: 1.674,- Kč (tj. sleva 7 %)
- Délka 15,5 cm
- **Neobsahuje latex ani ftaláty**



ASA Dental - jednorázové savky vyztužené drátkem

- Optimální tvarování díky drátku
- Vynikající savost, velmi oblíbené
- **Neobsahují ftaláty**
- Délka 15 cm (na objednání i 13 cm pouze celý karton 1000 ks)
- Snímatelní koncovky (na objednání s fixními koncovkami)

Balení 100 ks – cena 104,- Kč | Karton 1000 ks – sleva 10 % (tj. 936,- Kč)

Sortiment s bílou transparentní snímatelnou koncovkou:

2900E-TT15 – transparentní

2900E-AT15 – modrá

2900E-BT15 – bílá

2900E-GT15 – žlutá

2900E-LT15 – fialová

2900E-OT15 – oranžová

2900E-RT15 – růžová

2900E-VT15 – zelená

2900E-ZT15 – tyrkysová

Savky s fixní koncovkou na objednání:

2900E-ATS15 – modrá savka + transparentní koncovka

2900E-BBS15 – bílá savka + bílá koncovka

2900E-TCS15 – transparentní savka + modrá koncovka

2900E-VTS15 – zelená savka + transparentní koncovka

