

### SYSTÉM ENA MATRIX



**NiTi kroužky** s vynikající odolností a elastickou pamětí jsou zárukou dlouhodobé výdrže a docílení velmi přesných bodů kontaktu. Křídélka z plastu vyztužená skelnými vlákny. Lze je použít ve dvojici u víceploškových výplní. Dostupné ve **dvou** velikostech (molárový - černý a premolárový - červený). Anatomické **matrice** vertikálně bombírované **lze dotvarovat** a přizpůsobit tak bodu kontaktu a vytvořit těsný uzávěr. Marginální okraje zabraňují přebytkům a usnadňují dokončování výplně. Otvory na křídélkách umožňují pomocí příslušné pinzety snadné nasazení a sejmutí. Dostupné **čtyři** velikosti. Tloušťka **50 μ**. **Plastové klínky** anatomicky tvarované lze snadno nasadit jak vestibulárně, tak i lingválně. Jsou stohovatelné, lze tedy použít více klínků a vložit je na sebe a upevnit tak lépe matici např. subgingiválně. Dodávají se ve **třech** velikostech. Dostupné také **klínky s ochrannou clonou**, usnadňují preparaci a chrání sousední zub před neúmyslným poškozením. Clonu lze poté pinzetou snadno vyjmout a pracovat dále s klínkem. Klínky s clonou se dodávají ve **dvou** velikostech. Kroužek lze v příslušných **kleštích** snadno **aretovat** pro 4-ruční práci. **Pinzeta s nýtkem** usnadňuje manipulaci s maticemi i klínky.

<p><b>ENA MATRIX set</b> <b>EMK1N set s nástroji 9.072,-</b></p> <p>SET OBSAHUJE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 25 ks matic</li> <li>3 x 25 ks dřevěných klínků</li> <li>2 x kroužky (černý, červený)</li> <li>kleště a pinzeta</li> </ul>	<p><b>ENA MATRIX zkušební set</b> <b>EMK3N set s nástroji 5.606,-</b></p> <p>SET OBSAHUJE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 10 ks matic</li> <li>3 x 10 ks dřevěných klínků</li> <li>1 x černý kroužek</li> <li>kleště a pinzeta</li> </ul>	<p><b>ENA MATRIX matrice</b> <b>Balení 100 ks 2.523,-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EM35   3,5 mm</li> <li>• EM45   4,5 mm</li> <li>• EM55   5,5 mm</li> <li>• EM65   6,5 mm</li> </ul> <hr/> <p><b>ENA MATRIX kroužek 2.431,-</b> EMAM černý univerzální EMAP červený premol.</p>
<p><b>ENA MATRIX klínky 1.082,-</b> 100 ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EMWS – malé bílé</li> <li>EMWM – střední růžové</li> <li>EMWL – velké fialové</li> </ul> <hr/> <p><b>ENA MATRIX klínky s clonou 1.288,-</b> 50 ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EMWGS – malé bílé</li> <li>EMWGM – střední růžové</li> </ul>	<p><b>ENA MATRIX NÁSTROJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EMP1 pinzeta 834,-</b></li> <li><b>EMP2 kleště 1.251,-</b></li> </ul>	<p><b>AKCE do odvolání</b></p> <p><b>3x MATRICE (100 ks)</b> v ceně á 2.523,- + <b>ZDARMA</b> <b>plastové KLÍNKY (100 ks)</b> UŠETŘÍTE 1.082,-</p>

## ENA MATRIX – OSTATNÍ SORTIMENT

<p><b>ENA MATRIX THIN set EMKC</b> <b>2.009,-</b></p> <p>4 x 25 ks matric, tloušťka 35 <math>\mu</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,5 mm SMALL • 4,5 mm MEDIUM</li> <li>• 5,5 mm LARGE • 6,5 mm SUBGINGIVAL</li> </ul> <p>4 x 25 ks dřevěných klínek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XS, S, M, L</li> </ul> 	<p><b>ENA MATRIX THIN</b> <b>731,-</b></p> <p>50 ks – tenké 35 <math>\mu</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMC35   3,5 mm</li> <li>• EMC45   4,5 mm</li> <li>• EMC55   5,5 mm</li> <li>• EMC65   6,5 mm</li> </ul> 	<p><b>ENA MATRIX klínky dřevěné</b> <b>100 ks</b> <b>303,-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMWWXS   extra malé oranžové</li> <li>• EMWWS   malé bílé</li> <li>• EMWWM   střední žluté</li> <li>• EMWWL   velké růžové</li> </ul>  <p><b>EMWW – set</b> 400 ks dřevěných klínek <b>AKCE 721,-</b></p> 
<p><b>AKCE do odvolání</b></p> <p><b>3 x MATRICE THIN 35 <math>\mu</math></b> <b>(50 ks)</b> v ceně á 731,- <b>+</b> <b>ZDARMA</b> <b>dřevěné KLÍNKY (100 ks)</b> UŠETŘÍTE 303,-</p>	<p><b>ENA MATRIX kroužek</b> <b>402,-</b></p> <p>EMAS – balení 1 ks</p> 	<p><b>ENA MATRIX pro diastema</b> <b>Set nebo 25 ks</b> <b>2.596,-</b></p> <p>EMT – set (3 x 5 ks) EMT1 – horní mesiální EMT2 – horní distální EMT3 – dolní řezáky</p>  

## OSTATNÍ SORTIMENT

<p><b>ENA MATRIX páskové matrice</b></p> <p><b>Transparentní</b> <b>129,-</b></p> <p>Délka 10 m, 50 <math>\mu</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMRT08 – šířka 8 mm</li> <li>• EMRT10 – šířka 10 mm</li> </ul> 	<p><b>ENA MATRIX páskové matrice</b></p> <p><b>Kovové</b> <b>191,-</b></p> <p>Délka 3 m, 35 <math>\mu</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMRM53, 5 mm</li> <li>• EMRM63, 6 mm</li> <li>• EMRM73, 7 mm</li> </ul> <p>Délka 3 m, 50 <math>\mu</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMRM55, 5 mm</li> <li>• EMRM65, 6 mm</li> <li>• EMRM75, 7 mm</li> </ul> 	<p><b>PÁSKOVÁ MATRICE</b> <b>1.016,-</b></p> <p><b>Transparentní</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lze bombírovat při odvíjení</li> <li>• velmi ostrý ořezávač</li> <li>• 1 cm x 11 m</li> <li>• tloušťka <b>2 <math>\mu</math></b></li> </ul> <p>55Z200A   bílá 55Z200B   modrá</p> 
<p><b>PRO-MATRIX rovné</b> <b>50 ks</b> <b>AKCE 1.990,-</b></p> <p>19000   4,5 mm zelené 19005   6 mm modré</p> 	<p><b>Pro-Matrix</b> by Atak Innovations Ltd</p>  <p><b>Pro-Matrix</b> Curve by Atak Innovations Ltd</p> <p>Jednoduché jednorázové matrice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nasazení během několika sekund</li> <li>• úzké prodloužené tělo pro snadný přístup při upínání</li> <li>• jazýček pro označení kvadrantu</li> <li>• pevný upínací mechanismus</li> <li>• rovné nebo bombírované</li> </ul>	<p><b>PRO-MATRIX bombírované</b> <b>50 ks</b> <b>AKCE 1.990,-</b></p> <p>19001   4,5 mm žluté 19006   6 mm oranžové</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delší pásky pro větší moláry</li> </ul> 