



HISTORIE A INOVACE

Oslavte to s námi!

První alginátová hmota v historii s chromatickým indikátorem fází byl neuvěřitelným průlomem ve stomatologii.

JEN 30" V ÚSTECH!



Víte, že ty nejpresnější modely obdržíte od všech alginátových hmot firmy LASCOD?

Všechny vykazují vysokou přesnost reprodukce detailů.

Odlítí otisků do 168 hodin/ 7 dnů.

KROMOPAN - chromatická

1 ks **269,-**
3 sáčky | 10% **242,-**

TYP 1 (prac. doba 1'45" | TYP 2 (prac. doba 2'45")

obj. stabilita 7 DNÍ | přesnost 20 μ
elasticita 95,5 %



ALGINOR ortho - chromatická

1 ks **230,-**
10 sáčků | 10% **207,-**

obj. stabilita 7 DNÍ | přesnost 20 μ

elasticita 96,2 %



iQ chrom/tropical - chromatická

1 ks **140,-**
10 sáčků | 10% **126,-**

MÁTA | MANGO

obj. stabilita 1 h | přesnost 50 μ

elasticita 95,5 %
DOPRODEJ skladu.



MILLENIUM – bez barev. indik.

1 ks **230,-**
10 sáčků | 10% **207,-**

PŘÍCHUŤ JAHODA

obj. stabilita 7 DNÍ | přesnost 15 μ

elasticita 96,2 %



All Cleaner

se svěží mátovou vůní

Prášek v sáčku pro klinická pracoviště s malými nároky na skladovací prostory
Ředit vodou – 1 litr

Možno i do ultrazvuku, roztok horké vody urychlí odstranění usazenin.

Na algináty, silikony, cementy, sádku.

ACX015 – 15 sáčků pro přípravu 15 l.

CENA: 954,- Kč

MÍCHACÍ MISKY - jednorázové

36 ks | bílé

801,-

36 ks | směs barev á 9 ks

801,-

Chrání misky mixéru od poškrábání

- lze je použít i pro ruční míchání

Ø 12,38 cm x 7,93 cm



MÍCHACÍ ŠPACHTLE

1 ks | bílá

257,-

4 ks | směs barev á 1 ks

767,-

Samolubrikační pro snadné čištění.

Středně silné ostří (pro sádku a algináty).

Lze autoklávat do 136°C,

povrchově dezinfikovat a mýt v myčce.



OTISKOVACÍ LŽÍCE

ASA DENTAL A MICERIUM, ITÁLIE

OCELOVÉ - perforované

1 ks

195,-

6 ks

1.031,-

8 ks

1.371,-

12 ks

2.058,-



VÍCE VARIANT

OCELOVÉ - plné

1 ks

195,-

6 ks

1.031,-

8 ks

1.371,-

12 ks

2.058,-



VÍCE VARIANT

POLYKARBONÁT transparentní

Použití při provizorních fazetách pomocí mock-upu + flow, v **implantologii atd.**

Předznačené otvory pro implantáty.

JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ

25 ks | TSPA, TSPL, TSPS **1.071,-**

Balení – horní čelist, dolní čelist, frontální úsek



MICERIUM S.p.A.

HLINÍKOVÉ - perforované

1 ks

72,-

1 ks částečné

72,-

12 ks maxi set

763,-

ORTO:

6 ks orthobaby

1.068,-

1 ks orthobaby

202,-



HLINÍKOVÉ – barevné značení velikostí, perforované

1 ks

173,-

5 velikostí:

bílá, žlutá,
červená, modrá,
zelená

Autoklávat
max 130°C



HLINÍKOVÉ - implantologie

12 ks set

1.311,-

12 ks set s frézou

5.664,-

1 ks

126,-

Fréza – spirála

4.857,-



POLYKARBONÁT

8 ks orthobaby plné

1.352,-

12 ks perforované

964,-



Možno
autoklávat

POLYKARBONÁT

- pro bezzubou čelist

24 ks set bezzubá čelist

3.369,-

13 ks bezzubá DČ

1.642,-

7 ks bezzubá HČ

892,-

Autoklávat
max 130°C



PLAST - JEDNORÁZOVÉ

24 ks | 12 ks+12 ks

1.352,-

Celá čelist, velikosti 1-4, HČ+DČ.

Parciální, velikosti 1-2, levé+pravé.



V sortimentu je kompletní nabídka firmy ASA Dental – kovové plné a perforované, New Super, Perma-Lock, Anatomic, anteriorně snížené, s retenčními okraji a bez. Více na webových stránkách.