



Portaimpronte Impression Trays



MADE IN ITALY



ASA DENTAL
MAKE PEOPLE SMILE



Portaimpronte Impression Trays

Il portaimpronta serve per rilevare l'impronta delle arcate del paziente e tutti ben conoscono l'importanza di ottenere una impronta idonea fin da subito.

Il successo di una buona impronta dipende, oltre che ovviamente dall'operatore, proprio dal porta impronta, oltre certamente che dal materiale da impronta; la scelta di questo è quindi fondamentale per un risultato soddisfacente.

Una impronta inadeguata provoca una serie di conseguenze che si traducono in perdita di tempo per il dentista ed il paziente, sfiducia del paziente nel dentista, costi aggiuntivi per i materiali, deterioramento della qualità delle relazioni con il laboratorio, insomma una serie di problematiche che vanno oltre la semplice considerazione che l'impronta è da riprendere nuovamente.

La scelta del portaimpronta adatto alle esigenze di ogni singolo paziente assume così importanza strategica nel lavoro del dentista per questo è importante rivolgersi verso quei fabbricanti che hanno la più ampia scelta di forme e materiali. Proprio i materiali da costruzione sono un altro importante punto da esaminare perché concorrono in maniera determinante nella riuscita di una "buona" impronta.

I porta impronta, citando le ormai note indicazioni del 1998 fornite dalla "British Society for Restorative Dentistry", devono avere caratteristiche inderogabili quali la rigidezza, durante l'uso, una superficie sufficiente ad accogliere tutti gli elementi dentari o le mucose per gli edentati od entrambi per i parzialmente edentati, facilitare la ritenzione del materiale da impronta, avere un manico che permetta le manovre di estrazione senza cedere e ovviamente di resistere ai processi di disinfezione e sterilizzazione.

Impression trays are used to take an impression of the patient's arches, and everyone agrees it is very important to take a good impression right away.

A good result depends on the dentist's skill, on the impression material, and of course on the quality of the impression tray used - hence the importance of choosing the right tray.

A bad impression has consequences that go beyond the simple need to take a new one: a waste of time for both patient and dentist, patient loss of confidence in the dentist, additional cost, dental laboratory dissatisfaction.

Choosing the right impression tray for each patient is a key requirement, and dentists should favour those manufacturers who offer a broad choice of materials and sizes.

It is worth focusing on materials, as these play a fundamental role in obtaining good impressions.

Based on the recommendations issued by the "British Society for Restorative Dentistry" in 1998, impression trays need to be rigid enough while in use, large enough to fit all teeth mucous membranes for edentulous patients, or a combination of both for partially edentulous patients), capable to retain impression material, and have a handle strong enough to support extraction procedures, as well as disinfection and sterilization.

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in acciaio inox "NEW SUPER" con bordino ritentivo
"NEW SUPER" stainless steel impression trays with retention rim



- U1/L1 ● XL
- U2/L2 ○ L
- U3/L3 ● M
- U4/L4 ○ S
- U5/L5 ○ XS



NEW SUPER
S2803-10
Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10





Portaimpronte Impression Trays

2803-U1 2803-U2 2803-U3 2803-U4 2803-U5



		A	B
		mm.	mm.
2803-U1	XL	81	63
2803-U2	L	74	60
2803-U3	M	71	55
2803-U4	S	67	53
2803-U5	XS	65	51

		A	B
		mm.	mm.
2803-L1	XL	80	63
2803-L2	L	78	59
2803-L3	M	76	57
2803-L4	S	72	57
2803-L5	XS	69	50



Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA-LOCK" tipo regular con bordino ritentivo
"PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim



INOX
18/08



Codicolor
INDEX

- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ○ XS
- U3/L3 ○ S
- U4/L4 ○ M
- U5/L5 ○ L
- U6/L6 ○ XL





2807-U6 2807-U5 2807-U4 2807-U3 2807-U2 2807-U1



	A mm.	B mm.
2807-U1	XXS	61 47
2807-U2	XS	64 51
2807-U3	S	66 53
2807-U4	M	69 57
2807-U5	L	71 60
2807-U6	XL	73 62

	A mm.	B mm.
2807-L1	XXS	55 47
2807-L2	XS	60 49
2807-L3	S	72 54
2807-L4	M	74 57
2807-L5	L	76 59
2807-L6	XL	78 61



Portaimpronte parziali, "PERMA-LOCK"
"PERMA-LOCK" partial impression trays




PERMA
lock **ASA** **CODICOLOR** **INOX**
18/08

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA-LOCK ANATOMIC" con bordino ritentivo

"PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim



Forma anatomica per garantire un migliore rilevamento dell'impronta nella zona del fornice

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area

ANATOMIC INOX[®]
18/08



ANAMOTIC
S2807A-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



ANAMOTIC
S2807A-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



ANAMOTIC
S2807A-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12

Codicolor INDEX



U6/L6 U5/L5 U4/L4 U3/L3 U2/L2 U1/L1
XL L M S XS XXS

2807-U6A 2807-U5A 2807-U4A 2807-U3A 2807-U2A 2807-U1A



	A	B
	mm.	mm.
2807-U1A	XXS	61 47
2807-U2A	XS	64 51
2807-U3A	S	66 53
2807-U4A	M	69 57
2807-U5A	L	71 60
2807-U6A	XL	73 62

	A	B
	mm.	mm.
2807-L1	XXS	55 47
2807-L2	XS	60 49
2807-L3	S	72 54
2807-L4	M	74 57
2807-L5	L	76 59
2807-L6	XL	78 61



ANATOMIC

PERMA
lock

INOX
18/08

ASA
CODICOLOR

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox tipo regular senza bordino ritentivo
Solid regular stainless steel impression trays without retention rim



INOX
18/08



Codicolor INDEX

- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ○ XS
- U3/L3 ○ S
- U4/L4 ○ M
- U5/L5 ○ L
- U6/L6 ○ XL





2802-U6 2802-U5 2802-U4 2802-U3 2802-U2 2802-U1



	A mm.	B mm.
2802-U1	XXS	61 47
2802-U2	XS	64 51
2802-U3	S	66 53
2802-U4	M	69 57
2802-U5	L	71 60
2802-U6	XL	73 62

	A mm.	B mm.
2802-L1	XXS	55 47
2802-L2	XS	60 49
2802-L3	S	72 54
2802-L4	M	74 57
2802-L5	L	76 59
2802-L6	XL	78 61



2802-L6 2802-L5 2802-L4 2802-L3 2802-L2 2802-L1

Portaimpronte parziali
Partial impression trays



2802-L2D



2802-L4D



2802-L6D



2802-L2S



2802-L4S



2802-L6S

INOX
18/08

ASA CODICOLOR

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox
tipo regular "ANATOMIC" senza bordino ritentivo
"ANATOMIC" solid regular stainless steel impression trays
without retention rim




ANATOMIC
INOX
18/081



ANATOMIC S2802A-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



ANATOMIC S2802A-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



Forma anatomica per garantire un
migliore rilevamento dell'impronta
nella zona del fornice

Anatomically shaped to improve the
quality of impression in the fornix area



ANATOMIC S2802A-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12

Codicolor INDEX



U6/L6 U5/L5 U4/L4 U3/L3 U2/L2 U1/L1
XL L M S XS XXS

2802-U6A 2802-U5A 2802-U4A 2802-U3A 2802-U2A 2802-U1A



	A	B
	mm.	mm.
2802-U1A	XXS	61 47
2802-U2A	XS	64 51
2802-U3A	S	66 53
2802-U4A	M	69 57
2802-U5A	L	71 60
2802-U6A	XL	73 62

	A	B
	mm.	mm.
2802-L1	XXS	55 47
2802-L2	XS	60 49
2802-L3	S	72 54
2802-L4	M	74 57
2802-L5	L	76 59
2802-L6	XL	78 61



ANATOMIC

PERMA lock
INOX
18/081

ASA CODICOLOR

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox "PERMA-LOCK" tipo regular con bordino ritentivo
"PERMA-LOCK" perforated regular stainless steel impression trays with retention rim



INOX
18/08




Codicolor INDEX

- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ○ XS
- U3/L3 ○ S
- U4/L4 ○ M
- U5/L5 ○ L
- U6/L6 ○ XL





2804-U6 2804-U5 2804-U4 2804-U3 2804-U2 2804-U1



	A	B
	mm.	mm.
2804-U1	XXS	61 47
2804-U2	XS	64 51
2804-U3	S	66 53
2804-U4	M	69 57
2804-U5	L	71 60
2804-U6	XL	73 62

	A	B
	mm.	mm.
2804-L1	XXS	55 47
2804-L2	XS	60 49
2804-L3	S	72 54
2804-L4	M	74 57
2804-L5	L	76 59
2804-L6	XL	78 61



2804-L6 2804-L5 2804-L4 2804-L3 2804-L2 2804-L1

Portaimpronte parziali, "PERMA-LOCK"
"PERMA-LOCK" partial impression trays



2804-L2D 2804-L4D 2804-L6D



2804-U1P 2804-L1P



2804-L2S 2804-L4S 2804-L6S

**PERMA[®]
lock**

**ASA
CODICOLOR**

INOX
18/08

Portaimpronte Impression Trays


Portaimpronte forati in acciaio inox
"PERMA-LOCK ANATOMIC" con bordino ritentivo
"PERMA-LOCK ANATOMIC" perforated stainless steel
impression trays with retention rim



ANATOMIC S2804A-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



ANATOMIC S2804A-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



Forma anatomica per garantire un
migliore rilevamento dell'impronta
nella zona del fornice

Anatomically shaped to improve
the quality of impression in the
fornix area



ANATOMIC S2804A-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



U6/L6	U5/L5	U4/L4	U3/L3	U2/L2	U1/L1
XL	L	M	S	XS	XXS



2804-U6A 2804-U5A 2804-U4A 2804-U3A 2804-U2A 2804-U1A



XL	L	M	S	XS	XXS
----	---	---	---	----	-----

	A	B
	mm.	mm.
2804-U1A	XXS	61 47
2804-U2A	XS	64 51
2804-U3A	S	66 53
2804-U4A	M	69 57
2804-U5A	L	71 60
2804-U6A	XL	73 62

	A	B
	mm.	mm.
2804-L1	XXS	55 47
2804-L2	XS	60 49
2804-L3	S	72 54
2804-L4	M	74 57
2804-L5	L	76 59
2804-L6	XL	78 61



ANATOMIC

**PERMA[®]
lock**

**INOX[®]
18/08**

**ASA
CODICOLOR**

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox tipo regular senza bordino ritentivo
Perforated regular stainless steel impression trays without retention rim



INOX
18/081®




Codicolor INDEX

- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ○ XS
- U3/L3 ○ S
- U4/L4 ○ M
- U5/L5 ○ L
- U6/L6 ○ XL






2801-U6 2801-U5 2801-U4 2801-U3 2801-U2 2801-U1



	A	B
	mm.	mm.
2801-U1	XXS	61 47
2801-U2	XS	64 51
2801-U3	S	66 53
2801-U4	M	69 57
2801-U5	L	71 60
2801-U6	XL	73 62

	A	B
	mm.	mm.
2801-L1	XXS	55 47
2801-L2	XS	60 49
2801-L3	S	72 54
2801-L4	M	74 57
2801-L5	L	76 59
2801-L6	XL	78 61



Portaimpronte parziali
Partial impression trays






INOX
18/081®

ASA CODICOLOR


Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox
tipo regular "ANATOMIC" senza bordino ritentivo
"ANATOMIC" perforated regular stainless steel
impression trays without retention rim



Forma anatomica per garantire un
migliore rilevamento dell'impronta
nella zona del fornice

Anatomically shaped to improve
the quality of impression in the
fornix area






U6/L6	U5/L5	U4/L4	U3/L3	U2/L2	U1/L1
XL	L	M	S	XS	XXS



	A	B
	mm.	mm.
2801-U1A	XXS	61 47
2801-U2A	XS	64 51
2801-U3A	S	66 53
2801-U4A	M	69 57
2801-U5A	L	71 60
2801-U6A	XL	73 62

	A	B
	mm.	mm.
2801-L1	XXS	55 47
2801-L2	XS	60 49
2801-L3	S	72 54
2801-L4	M	74 57
2801-L5	L	76 59
2801-L6	XL	78 61




ANATOMIC

INOX®
118/08

ASA CODICOLOR

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forate in alluminio
Perforated aluminium impression trays






2800-U6 2800-U5 2800-U4 2800-U3 2800-U2 2800-U1



	A mm.	B mm.
2800-U1	XXS	63
2800-U2	XS	66
2800-U3	S	68
2800-U4	M	71
2800-U5	L	74
2800-U6	XL	76

	A mm.	B mm.
2800-L1	XXS	56
2800-L2	XS	59
2800-L3	S	72
2800-L4	M	76
2800-L5	L	77
2800-L6	XL	78




Portaimpronte parziali
Partial impression trays




Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forate in alluminio colorate
Aluminium colour-coded perforated impression trays




2814-U4 2814-U3 2814-U2 2814-U1 2814-U0



	A	B
	mm.	mm.
2814-U0	XS	65 51
2814-U1	S	67 53
2814-U2	M	71 55
2814-U3	L	74 60
2814-U4	XL	81 63

	A	B
	mm.	mm.
2814-L0	XS	69 50
2814-L1	S	72 57
2814-L2	M	76 57
2814-L3	L	78 59
2814-L4	XL	80 63



2814-L4 2814-L3 2814-L2 2814-L1 2814-L0

Portaimpronte monouso in alluminio per implantologia
Disposable aluminum impression trays for implantology




DISPOSABLE



2880-U6 2880-U5 2880-U4 2880-U3 2880-U2 2880-U1




2880-L6 2880-L5 2880-L4 2880-L3 2880-L2 2880-L1



S2880-12FR
Set da 12 portaimpronte
per implantologia più fresa
Set of 12 implant
impression trays plus bur

S2880-12
Set da 12 portaimpronte
per implantologia
Set of 12 implant
impression trays



2880-FR
Fresa in carburo di tungsteno con taglio a spirale fino
per la lavorazione di leghe in alluminio
Bur in tungsten carbide with thin spiral cut
for aluminum alloys working

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox con bordino ritentivo, deppressi anteriormente
Solid stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim



ANTERIOR DEPRESSED WITH RETENTION RIM

S2810-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

misure sizes		A	B
		mm.	mm.
2810-U1	L	81	67
2810-U4	M	71	64
2810-U7	S	70	57

misure sizes		A	B
		mm.	mm.
2810-L20	L	81	60
2810-L21	M	79	57
2810-L22	S	76	54

Portaimpronte forati in acciaio inox con bordino ritentivo, deppressi anteriormente
Perforated stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim

ANTERIOR DEPRESSED WITH RETENTION RIM

misure sizes		A	B
		mm.	mm.
2809-U1	L	81	67
2809-U4	M	71	64
2809-U7	S	70	57

misure sizes		A	B
		mm.	mm.
2809-L20	L	81	60
2809-L21	M	79	57
2809-L22	S	76	54



S2809-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox con bordino, per protesi totali
Solid total denture stainless steel impression trays with rim

EDENTULOUS

INOX
18/08

2808-U64 2808-U63 2808-U62 2808-U61

2808-L69 2808-L68 2808-L67 2808-L66

S2808-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8

misure sizes		misure sizes	
A	B	A	B
mm.	mm.	mm.	mm.
2808-U61	L	79	70
2808-U62	M	76	67
2808-U63	NM	70	64
2808-U64	S	73	60
2808-L66	L	86	64
2808-L67	NL	70	64
2808-L68	M	73	60
2808-L69	S	70	57



Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox con bordino, per protesi totali
Perforated-total denture stainless steel impression trays with rim

EDENTULOUS

INOX
18/08

2806-U64 2806-U63 2806-U62 2806-U61

2806-L69 2806-L68 2806-L67 2806-L66


misure sizes		misure sizes	
A	B	A	B
mm.	mm.	mm.	mm.
2806-U61	L	79	70
2806-U62	M	76	67
2806-U63	NM	70	64
2806-U64	S	73	60
2806-L66	L	86	64
2806-L67	NL	70	64
2806-L68	M	73	60
2806-L69	S	70	57

S2806-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox per protesi totali -per edentuli-
Perforated stainless steel impression trays for complete denture -for edentulous-

EDENTULOUS

INOX
18/08®

2813-U5

2813-U4

2813-U3

2813-U2

2813-U1



2813-L6

2813-L5

2813-L4

2813-L3

2813-L2

2813-L1

		A mm.	B mm.
2813-U1	XXS	60	50
2813-U2	XS	64	54
2813-U3	S	68	58
2813-U4	M	70	60
2813-U5	L	78	64

misure sizes

		A mm.	B mm.
2813-L1	XXS	60	54
2813-L2	XS	67	55
2813-L3	S	70	56
2813-L4	M	74	58
2813-L5	L	76	60
2813-L6	XL	80	62

misure sizes

Portaimpronte forati in acciaio inox per protesi totali -per edentuli-
Perforated stainless steel impression trays for complete denture -for edentulous-

MB026-1
Compasso inox
Stainless steel compass

S2813
Serie da 11 pezzi più
compasso per impronte definitive
Set of 11 and caliper
for final impressions


Portaimpronte occlusali parziali in acciaio inossidabile
Partial occlusal stainless steel impression trays

Permettono di prendere l'impronta
di due semi-arcate antagoniste
They allow you to take an impression
of two semi-arches antagonistic

INOX
18/08®

NEW

Portaimpronte monouso in Plastica
Disposable plastic impression trays

DISPOSABLEConfezione da 24 pezzi
Packaging of 24 pieces12 superiori + 12 inferiori
12 upper + 12 lower12 parziali sinistri + 12 parziali destri
12 partial left + 12 partial right


	A mm.	B mm.		A mm.	B mm.	
2853E-1 SUP	61	49		2853E-1 INF	61	50
2853E-2 SUP	65	53		2853E-2 INF	67	52
2853E-3 SUP	70	59		2853E-3 INF	72	56
2853E-4 SUP	73	63		2853E-4 INF	74	58




Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in Polycarbonato
Polycarbonate Impression Trays


2852-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12




	A	B		A	B
	mm	mm		mm	mm
2852-U1	61	49	2852-L1	61	50
2852-U2	65	53	2852-L2	67	52
2852-U3	70	59	2852-L3	72	56
2852-U4	73	6	2852-L4	74	58

AUTOCLAVABLE**AUTOCLAVABLE**Portaimpronte Ortodontiche in Polycarbonato -per bambini- "Orthobaby"
Orthodontic Polycarbonate Impression Trays -for children- "Orthobaby"

2850-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



	A	B		A	B
	mm	mm		mm	mm
2850-U1	50	46	2850-L1	52	44
2850-U2	56	51	2850-L2	58	49
2850-U3	59	55	2850-L3	62	53
2850-U4	63	59	2850-L4	66	56

**ASA CLEAN**Soluzione pronta all'uso a PH neutro
per la rimozione di alginato da portaimpronte e strumenti
PH Neutral solution to facilitate removal of alginate impression material
from impression trays and instruments

8020
Contenuto 1000 ml.
Content 1000 ml.

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in Polycarbonato per Edentuli
Edentulous Polycarbonate Impression Trays**EDENTULOUS****AUTOCLAVABLE**

S2851-24 (2851-U / 2851-L / 2851-U1P)
Serie di 24 portaimpronte in policarbonato più
compasso per impronte definitive
Set of 24 polycarbonate impression trays and
compass for final impressions

Sterilizzabili in autoclave max 130° C.
Autoclavable max 130° C.

	A	B		A	B
	mm	mm		mm	mm
2851-U1	62	54	2851-U5	70	62
2851-U2	63	58	2851-U6	75	63
2851-U3	64	58	2851-U7	77	64
2851-U4	66	60			

S2851-7
Serie di 7 portaimpronte in policarbonato
Set of 7 polycarbonate impression trays



	A	B		A	B
	mm	mm		mm	mm
2851-L1	57	49	2851-L6	61	57
2851-L2	58	53	2851-L7	62	57
2851-L3	60	54	2851-L8	64	55
2851-L4	61	55	2851-L9	64	59
2851-L5	61	56	2851-L10	66	57

S2851-13
Serie di 13 portaimpronte in policarbonato
Set of 13 polycarbonate impression trays



	A	B
	mm	mm
2851-U1P	64	63
2851-U2P	67	57
2851-L1C	75	49
2851-L2C	76	53

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in Acciaio Inox Mod. Ehrcke
Ehrcke Stainless Steel Impression Trays




Per arcate superiori - For upper jaws
(Fig. 0 per bambini - for children)

	A	B
	mm.	mm.
2811-OB 0	59	52
2811-OB 1	66	52
2811-OB 2	71	62
2811-OB 3	71	64
2811-OB 4	80	70




Per arcate superiori parzialmente dentate
For partially toothed upper jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-OP 1	62	50
2811-OP 2	70	56




Per arcate superiori strette
For narrow upper jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-BS 2	70	54




Per arcate inferiori - For lower jaws
(Fig. 0 per bambini - for children)



	A	B
	mm.	mm.
2811-UB 0	65	46
2811-UB 1	67	50
2811-UB 2	76	54
2811-UB 3	79	56
2811-UB 4	79	61



Per arcate inferiori parzialmente dentate
For partially toothed lower jaws



	A	B
	mm.	mm.
2811-UP 1	70	55
2811-UP 2	78	59

Portaimpronte in Acciaio Inox Mod. Ehrcke
Ehrcke Stainless Steel Impression Trays



Per arcate superiori edentule
For edentulous upper jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-OU 1	64	46
2811-OU 2	68	53
2811-OU 3	79	61



Per arcate inferiore edentule
For edentulous lower jaws

	A	B
	mm.	mm.
2811-UU 1	70	48
2811-UU 2	70	53
2811-UU 3	72	57



S2811-1
Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10



S2811-2
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



S2811-3
Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10




S2811-4
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in acciaio inox "NEW SUPER HIGH GRIP"
con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva
"NEW SUPER HIGH GRIP" stainless steel impression trays
with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish


**HIGH GRIP
SATIN STEEL**



S2803S-10
Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10



Superficie interna microritentiva,
per una maggiore adesione del
materiale da impronta
Internal high grip satin finish



Bordino ritentivo maggiorato
(2,1 mm.), per aumentare la tenuta
del materiale da impronta sui bordi
*Increased diameter (2,1 mm.)
retention rim to provide extra grip*





Portaimpronte Impression Trays

2803S-U1 2803S-U2 2803S-U3 2803S-U4 2803S-U5



		A mm.	B mm.
2803S-U1	XL	81	63
2803S-U2	L	74	60
2803S-U3	M	71	55
2803S-U4	S	67	53
2803S-U5	XS	65	51

		A mm.	B mm.
2803S-L1	XL	80	63
2803S-L2	L	78	59
2803S-L3	M	76	57
2803S-L4	S	72	57
2803S-L5	XS	69	50



2803S-L1 2803S-L2 2803S-L3 2803S-L4 2803S-L5

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**NEW
super**

**INOX
18/08**

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte forati in acciaio inox "PERMA-LOCK HIGH GRIP" con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva
"PERMA-LOCK HIGH GRIP" perforated stainless steel impression trays with increased diameter retention rim and internal high grip satin finish


**HIGH GRIP SATIN STEEL**

S2804S-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



S2804S-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8

Bordino ritentivo maggiorato (2,1 mm.), per aumentare la tenuta del materiale da impronta sui bordi
Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip



Superficie interna microritentiva, per una maggiore adesione del materiale da impronta
Internal high grip satin finish





S2804S-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12

2804S-U6 2804S-U5 2804S-U4 2804S-U3 2804S-U2 2804S-U1



	A	B
	mm.	mm.
2804S-U1	XXS	61 47
2804S-U2	XS	64 51
2804S-U3	S	66 53
2804S-U4	M	69 57
2804S-U5	L	71 60
2804S-U6	XL	73 62

	A	B
	mm.	mm.
2804S-L1	XXS	55 47
2804S-L2	XS	60 49
2804S-L3	S	72 54
2804S-L4	M	74 57
2804S-L5	L	76 59
2804S-L6	XL	78 61


**HIGH GRIP SATIN STEEL****PERMA[®] lock****INOX[®]**

Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA LOCK HIGH GRIP" con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva
"PERMA LOCK HIGH GRIP" solid stainless steel impression trays with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish



Superficie interna microritentiva, per una maggiore adesione del materiale da impronta
Internal high grip satin finish



Bordino ritentivo maggiorato (2,1 mm.), per aumentare la tenuta del materiale da impronta sui bordi
Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip

HIGH GRIP SATIN STEEL



S2807S-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



S2807S-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8





S2807S-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12

2807S-U6 2807S-U5 2807S-U4 2807S-U3 2807S-U2 2807S-U1



	A	B	
	mm.	mm.	
2807S-U1	XXS	61	47
2807S-U2	XS	64	51
2807S-U3	S	66	53
2807S-U4	M	69	57
2807S-U5	L	71	60
2807S-U6	XL	73	62

	A	B	
	mm.	mm.	
2807S-L1	XXS	55	47
2807S-L2	XS	60	49
2807S-L3	S	72	54
2807S-L4	M	75	57
2807S-L5	L	76	59
2807S-L6	XL	78	61



HIGH GRIP SATIN STEEL



Portaimpronte Impression Trays

Portaimpronte in acciaio inox con bordino ritentivo "HYDRO-LOCK"
con raffreddamento a ricircolo d'acqua per idrocolloidi
"HYDRO-LOCK" stainless steel water-cooled impression trays with retention rim




2805-U1 2805-U2 2805-U3 2805-U4 2805-U5



	A	B
	mm.	mm.
2805-U1	XL	83 62
2805-U2	L	75 60
2805-U3	M	73 53
2805-U4	S	69 54
2805-U5	XS	68 52

	A	B
	mm.	mm.
2805-L1	XL	82 63
2805-L2	L	81 61
2805-L3	M	78 57
2805-L4	S	74 60
2805-L5	XS	71 53



Uniche al mondo
First worldwide

Le portaimpronte ASA DENTAL CODICOLOR sono dotate di un bottone colorato che permette di identificare immediatamente la misura del portaimpronta necessario.
Devi riconoscere rapidamente la misura di un portaimpronta? Devi cercare con urgenza un portaimpronta della grandezza desiderata?

La soluzione ideale è ASA CODICOLOR

Inoltre il bottone migliora la presa facilitando la rimozione del portaimpronte.
Il bottone è in materiale plastico autoclavabile.

The ASA DENTAL CODICOLOR impression trays are equipped with a colored plastic button which permits an immediate identification of the requested tray.

Do you need to immediately identify the impression tray's size? Are you searching for a certain size of tray?

The ideal solution is ASA CODICOLOR

In addition, the button improves the grip of the handle and facilitates the impression tray removal.
The button is of autoclavable, plastic material.



XL L M S XS XXS

L6/U6 L5/U5 L4/U4 L3/U3 L2/U2 L1/U1



SEDE LEGALE HEAD OFFICE:

Asa Dental S.p.A. uninominale

Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy
Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306
Fax +39 0584 937167
asadental@asadental.it
www.asadental.it - www.asadental.com

UNITÀ PRODUTTIVE OPERATING UNITS:

Via Sarzanese Valdera, 1331 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy

STABILIMENTI PRODUTTIVI PLANTS:

Via delle Piagge, 1/A - Marlia
55014 Capannori (Lu) - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I.
33085 Maniago (Pn) - Italy

SEDE U.S.A. U.S.A. BRANCH:

Asa Dental USA Corp.

131 Jericho Turnpike, Suite 202
Jericho - New York 11753 - USA

SEDE CINA CHINA BRANCH:

Asa Dental CHINA CO., LTD

Room 315, Huaying Building,
Zhong xin Avenue
Tianjin Airport Economic Area
Tianjin - China



ASA DENTAL

MAKE PEOPLE SMILE