




Speciální nabídka - LABORATOŘ

1. 2. – 31. 3. 2020


POP!

Precizní Ortodontické Provedení

NOVINKA



Plochý tvar vodítek a jejich pružnost umožňuje postupné uvolňování a rozpínání s fyziologickým ortodontickým pohybem. Flexibilita šroubu redukuje namáhání šroubu v důsledku nepravdělného používání aparátu ze strany pacienta.



639,- Kč

bal. 10 ks

sleva
15%



LEOCRIL tekutina

Samopolymerující pryskyřice je určena pro použití v ortodontii. Speciální složení tekutého monomeru umožňuje tuhnutí pryskyřice s minimální exotermickou reakcí, která může mít za následek nežádoucí vypařování monomeru. Povrch pryskyřice je velmi tvrdý a perfektně lesklý.

Balení: 0,5l, čirá / transparent, růžová

Kód: LER61*2-0* 1.073,-

912,-

Balení: 1l, čirá / transparent, růžová

Kód: LER61*3-0* 1.336,-

1.129,-

sleva
15%



LEOCRIL prášek

Samopolymerující pryskyřice je určena pro použití v ortodontii. Speciální složení tekutého monomeru umožňuje tuhnutí pryskyřice s minimální exotermickou reakcí, která může mít za následek nežádoucí vypařování monomeru. Povrch pryskyřice je velmi tvrdý a perfektně lesklý.

Balení: 1kg

Kód: LER6032-00 2.385,-

1.990,-

Balení: 10kg

Kód: LER6042-00 18.071,-

15.990,-

LEOCRIL barevná tekutina

V barvách: červená, purpurová, oranžová, fluorescenční žlutá, zelená, tyrkysová a zelená.



Balení: 250ml

Kód: LER61**-00 677,-

599,-

Balení: 500ml

Kód: LER61**-00 1.340,-

1.190,-

Fluorescenční přísada

Aparátky jsou viditelné za trny.



Balení: 100g

Kód: LER4310-00 1.062,-

949,-

Fixátor

Vyrobeno z nerezové oceli s vysokou přesností. Dvojitě posuvné vodiče zabraňují nežádoucímu bočnímu pohybu. Modely lze uvolnit a oddělit od sebe.



Balení: 1 ks

Kód: LET1121-00 3.168,-

2.850,-

Třpytky

Přidáním malého množství filtrů do pryskyřice získají aparátky pěkný vzhled a stanou se rentgenokontrastrními. Filtry se dodávají v pěti barvách.



Barva: stříbrná, zlatá, multicolor Z, modrá, červená

Balení: 50g

Kód: LER4300-00 555,-

499,-

POP šrouby

Plachý tvar vodiček a jejich pružnost umožňuje postupné uvolňování a rozpínání s fyziologickým ortodontickým pohybem. Flexibilita šroubu redukuje namáhání šroubu v důsledku nepravidelného používání aparátu ze strany pacienta.



Balení: horní 10 ks barva nebo sada

Kód: LEA4805-*** 721,-

639,-

Balení: dolní 10ks barva nebo sada

Kód: LEA4800-*** 721,-

639,-

Kuličkové spony

Z nerezové oceli ve velikostech 0,7 až 0,9.



Balení: 100 ks

Kód: LEC1610-1* 1.089,-

979,-

Leowire

Vysoce odolný drát z nerezové oceli Leowire (pevnost v tahu 1800–2000 N/mm²) je vhodný pro veškeré konstrukční prvky snímácích ortodontických aparátů. Dodává se ve velikostech .020 až .055.



Balení: 8 - 50m

Kód: LEC0400-** 429,-

386,-

Balení: 500g

Kód: LEC0450-** 1.238,-

1.090,-

Biosteel

Drát Biosteel (1800–2000 N/mm²) má minimální obsah niklu a je tedy určen pro pacienty s alergií. Dodává se ve velikosti .021 až .040.



Balení: 10 - 40m

Kód: LEC0401-** 968,-

871,-

Balení: 500g

Kód: LEC0451-** 3.563,-

3.190,-