

LM ruční nástroje – akce platná od 3. 10. 2024

-20 %

AKCE PLATÍ NA VŠECHNY RUČNÍ NÁSTROJE LM

LM Arte | Cena ES = 1.416,- ~~1.770,-~~ | Cena XSI = 1.258,- ~~1.573,-~~

KOMPLEXNÍ SORTIMENT NÁSTROJŮ



LM-Arte™ Applica
LMErgoSense® 46-49ES
LMErgoMax™ 46-49XSI



LM-Arte™ Applica Twist
LMErgoSense® 464-494ES
LMErgoMax™ 464-494XSI



LM-Arte™ Modella
LMErgoSense® 442-443ES
LMErgoMax™ 442-443XSI



LM-Arte™ Condensa
LMErgoSense® 488-489ES
LMErgoMax™ 488-489XSI



LM-Arte™ Misura
LMErgoSense® 496-497ES
LMErgoMax™ 496-497XSI



LM-Arte™ Posterior Misura
LMErgoSense® 498-499ES
LMErgoMax™ 498-499XSI



LM-Arte™ Cusp Misura
LMErgoSense® 468-469ES
LMErgoMax™ 468-469XSI



LM-Arte™ Fissura
LMErgoSense® 481-487ES
LMErgoMax™ 481-487XSI



LM-Arte™ Eccesso
LMErgoSense® 307-308ES
LMErgoMax™ 307-308XSI



LM-Arte™ Solo Anterior
LMErgoSense® 431-433ES
LMErgoMax™ 431-433XSI



LM-Arte™ Solo Posterior
LMErgoSense® 434-438ES
LMErgoMax™ 434-438XSI



LM-Arte™ Replica Posterior
LMErgoSense® 448-449ES
LMErgoMax™ 448-449XSI



PLATNOST DO 31. 10. 2024


ItalDent s.r.o. | Rousovická 623/2, 181 00 PRAHA 8 | OBJEDNÁVKY 233 55 20 22 | info@italdent.cz | www.italdent.cz

AKCE PLATÍ NA VŠECHNY RUČNÍ NÁSTROJE LM

ORTODONTICKÉ RUČNÍ NÁSTROJE

MD CE


LM feel the difference



Nástroj na ligaturu SL

- Koncovka jako u pátradla (17CL) slouží k zavedení i odstranění ligatur. Ligatury lze namotávat na dolní dílek
- Vidlicová koncovka (414) je vhodná zejména k vedení kroužku ligatury přes např. čtvrté křídlo zámku


LMErgoSense®	LM 414-17CL ES	1.240,-
LMErgoSense®	LM 414-17CL EST	
LMErgoMax™	LM 414-17CL XSI	1.068,-



Zavaděč obloukového drátku

- K zahnutí konce obloukového drátku
- Zploštělé kulaté koncovky mají 1mm otvory, do kterých lze drátek snadno umístit a otočit ho
- Dlouhá čepel je vhodná i do těsných prostorů


LMErgoSense®	LM 412-413 ES	1.361,-
LMErgoSense®	LM 412-413 EST	
LMErgoMax™	LM 412-413 XSI	1.174,-



Vodič ligatur

- K zavedení ligatur a obloukových drátků
- K umístění obloukového drátku
- Vidlicová koncovka je vhodná zejména k vedení kroužku ligatury přes např. čtvrté křídlo zámku
- Hrot vidlicové koncovky je rotovaný o 90°


LMErgoSense®	LM 411-415 ES	1.240,-
LMErgoSense®	LM 411-415 EST	
LMErgoMax™	LM 411-415 XSI	1.068,-



Rukojeť zrcátka, orto

- Ortodontická rukojeť zrcátka a Bausch-Verbiestův design
- K měření sagitálního předkusu a vertikálního překusu
- Milimetrová stupnice, ocelová délka 25 mm


LMErgoSense®	LM 25-26 ES	1.664,-
LMErgoSense®	LM 25-26 EST	
LMErgoMax™	LM 25-26 XSI	1.428,-
LMErgoSense®	LM 28-26 ES	1.664,-
LMErgoSense®	LM 28-26 EST	
LMErgoMax™	LM 28-26 XSI	1.428,-



Applikátor plastových ligatur

- K umístění ortodontických gumových ligatur

LMErgoSense®	LM 416-417 ES	1.240,-
LMErgoSense®	LM 416-417 EST	
LMErgoMax™	LM 416-417 XSI	
LMErgoNorm™	LM 416-417 SI	1.068,-



Zavaděč ligatur – Scaler U15

- K zavedení ligatur a obloukových drátků (414)
- K odstranění přebytečků cementu po odstranění ortodontického aparátu (150)


LMErgoSense®	LM 414-150 ES	1.240,-
LMErgoSense®	LM 414-150 EST	
LMErgoMax™	LM 414-150 XSI	1.068,-

Zavaděč ligatur

- K zavedení ligatur a obloukových drátků
- K umístění obloukového drátku
- Vidlicová koncovka je vhodná zejména k vedení kroužku ligatury přes např. čtvrté křídlo zámku

LMErgoSense®	LM 414-415 ES	1.240,-
LMErgoSense®	LM 414-415 EST	
LMErgoMax™	LM 414-415 XSI	
LMErgoNorm™	LM 414-415 SI	1.068,-

Možnosti rukojeti:



- LMErgoSense®
- LMErgoMax™
- LMErgoNorm™

ORTODONTICKÉ RUČNÍ NÁSTROJE

PLATNOST DO 31. 10. 2024