



BIO Line

zcela biokompatibilní
pro bezpečnou integraci
v souladu s lidským organizmem
bez uvolnění jakékoliv toxické látky

BIS-GMA FREE

Matrice s vysokou stabilitou pryskyřice, **bez přítomnosti BIS-GMA**

(= monomer, který uvolňuje Bisfenol-A) a **bez volných nanočástic v prášcích**, které vznikají při oděru a které by mohly být absorbovány tělem.

Bisfenol-A (BPA) je organická sloučenina, která vykazuje v lidském těle estrogenní vlastnosti a způsobuje zdravotní potíže.

Obsahuje **agregované**, tj. sdružené **nanočástice**, které nemohou proniknout do buněčné membrány, na rozdíl od nanočástic, jejichž účinek na zdraví je stále předmětem diskuse.

SORTIMENT:

BIS-GMA FREE

Enamel Plus HRi Flow – vysoce fluorescentní, bez bublinek. Ideální jako podložka kavit. Pro přímé a nepřímé rekonstrukce a pro V. třídu

Barvy UD0 - UD6 **715,- Kč / 2 g**



Ena SOFT – světlem tuhnoucí kompozit pro dočasné výplně. Ideální pro dočasné řešení na implantáty, ale i inleje a onleje.

Cena: **850,- Kč / 5 g**



Ena SOFT FLOW – světlem tuhnoucí kompozit Pro dočasné výplně – flow konzistence ideální pro inleje a onleje.

Cena: **850,- Kč / 3 g**

BIS-GMA FREE

Ena Bond – použití technikou Etch & Rinse, po leptání aplikovat

alespoň 2 vrstvy

Cena: **1.980,- Kč / 5 ml**

BIS-GMA FREE



Ena Cat – při použití s Ena Bondem pro duální chemickou reakci

např. při cementování čepů. Míchá se poměrem 1:1. Cena: **2.050,- Kč / 5 ml**



BIS-GMA FREE

Bio FUNCTION – nová biokompatibilní sklovina

do postranního úseku. Určená pro mikroinvazivní rekonstrukce respektující funkci a neuromuskulární systém – při dosažení optimální estetické integrace

Cena: 1.690,- Kč | barvy BF1, BF2, BF3

Akce: 1.352,- Kč (5 g) + Flow zdarma (1 g) – platná pro odstín BF2

Ena Flow SEALANT – světlem tuhnoucí flow

tekutější konzistence pro pečetění přirozených zubů a okrajů kompozitních rekonstrukcí.

Fluorescentní – snadná detekce pod UV lampou.

Dobrá odolnost oděru.



BIS-GMA FREE

Cena: **715,- Kč / 2 ml**



Ena Cem HF – radioopákní fluorescentní duální kompozitní

cement v pěti dentinových barvách (UD1, UD2, UD3, UD4, UD5).

Vysoce naplněný (77 % hmotnosti), žádné bublinky (stejně jako Flow).

Cena: **2.710,- Kč / 8 g**

BIS-GMA FREE

PEDODONTIC BIO KIT – startovací set pro použití v pedostomatologii

Obsahuje: BF3 – sklovinu BioFunction s vysokým jasem | 2,5 g


CHRFUD0 – Flow HRI v barvě UD0 | 2 g

CHRFUD1 – Flow HRI v barvě UD1 | 2 g

EHFS – Sealant, pečetidlo

Cena: **2.390,- Kč**

BIS-GMA FREE



[více informací k sortimentu řady BIO naleznete na www.italdent.cz](http://www.italdent.cz)