

už máte srdíčkové ligatury?

...hvězdičky? ...kytičky? ...smilíky?

DESIGNER ties



Unikátní ligatury jako děti samotné!

Dejte zámkům punc módních trendů 😊...

... a děti se nebudou bát smát

Cena: 2.533,- Kč

1 tyčinka samostatně: 130,- Kč



DTIE-01

červené srdíčko

DTIE-04

žlutý smilík

DTIE-02

modrá hvězdička

DTIE-03

fialová kytička

- Balení 20 tyčinek á 10 oček = 200 oček. Prodáváno také individuálně
- Nejen módní záležitost a motivace pro děti!
- Díky automatické ochraně rtů není nutné používat ortodontické vosky

Nasazení je snadné...




1.



2.



3.



4.



5.



6.



1. Uchopit za horní konektor a opatrně odtrhnout. Pozor, abyste nezavadili za tvar/symbol
2. Nasadit nejprve na levé dolní křídélko a ujistit se, že je konektor ligatury vycentrovaný
3. Protáhnout ligaturu směrem nahoru a zachytit za levé horní křídélko. Opět se ujistěte, že je horní konektor ligatury vycentrovaný mezi křídélky zámku
4. Proti směru hodinových ručiček ligovat očko za dolní pravé křídélko
5. Pokračujte ve směru hodinových ručiček a ligujte za horní pravé křídélko zámku
6. Ujistěte se, že konektory ligatury jsou správně umístěny ve středu zámku mezi křídélky a že tvar/symbol je nasazen na střed zámku

Celý postup nasazení můžete shlédnout na našem webu