


NEW



ItalDent

Panoramatické brýle

0808



140 Kč

prodlužovací
straničky,
transparentní

Ochranné brýle pro pacienty

0363



150 Kč

polykarbonát
transparentní

Polykarbonátové brýle

0364



150 Kč

přímá boční ventilace

0365




150 Kč

nepřímá ventilace,
transparentní

Sortiment ochranných prostředků neustále doplňujeme.

ItalDent s.r.o. | Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8
233 55 20 22 | info@italdent.cz | www.italdent.cz



OCHRANNÝ PLÁŠŤ S ČEPICÍ

- PPSB (polypropylenová netkaná textilie SPUNBOND)
- PPSB je lehká, prodyšná textilie tkaná z nekonečného vlákna s dobrou pevností v tahu a prodloužením
- Odpuzuje vodu, chrání proti vlhkosti a potu
- Čepice na gumičku, plášť s úvazky kolem těla
- Univerzální velikost XXL, rozměry: 75 x 120 cm
- Barva modrá nebo bílá
- Jednorázové použití
- **Kód: 0285 | Cena: 750,- Kč / balení 10 ks**



SKLADEM

OCHRANNÁ KOMBINÉZA S KAPUCÍ

- PPSB (polypropylenová netkaná textilie SPUNBOND)
- PPSB je lehká, prodyšná textilie tkaná z nekonečného vlákna s dobrou pevností v tahu a prodloužením
- Odpuzuje vodu, chrání proti vlhkosti a potu
- Kapuca na gumičku, zapínání na zip, gumičky na zápěstí, kotnících a v pase
- Univerzální velikost XXL, jednorázové použití
- Barva bílá
- **Kód: 0287 | Cena: 195,- Kč / balení 1 ks**




NA OBJEDNÁNÍ

Roušky pro pacienty - velké

- Polyetylenová folie s vrstvou velmi savé buničiny
- Poutka na uvazování, k přehození přes ramena pacienta
- Role á 80 útržků, rozměry: 61 x 53 cm
- Bílá barva (modrá na objednání)
- **Kód 0689 | 369,- Kč**



SKLADEM



DEZINFEKČNÍ GEL DIKSON (Itálie)

- Na alkoholové bázi (> 70 %) s velmi dobrou dermální tolerancí umožňuje okamžité oschnutí
- Piroctone Olamine s antibakteriálními a antimykotickými účinky – použití bez oplachu
- Pro hygienu a dezinfekci pokožky
- Použití zejména ve zdravotnictví
- S vonnou esencí, aby bylo dezinfikování příjemnější
- **Kód GEL500DIKSON | 310,- Kč / 500 ml s pumpičkou**



SKLADEM

DEZINFEKČNÍ GEL LAURIT (Itálie)

- Obsahuje směs alkoholů a ketonů (50 %), ortofenylfenol (0,03 %), polymethakrylátů, esenciálních olejů, čaje
- Silný baktericidní, virucidní účinek (deaktivuje HIV, HBV, HCV) Působí proti Candida albicans, TBC, mykobakteriím a kvasinkovým houbám. Spolehlivě ničí chřipkové viry
- Splňuje test aktivity EN 1500 (baktericidní), EN 14476 (virucidní)
- Pro hygienu a dezinfekci pokožky, bezoplachový
- Použití zejména ve zdravotnictví, nemocnicích, sociálních zařízeních, školy, firmy a jiná pracoviště, restaurační zařízení, obchody aj.
- Dermatologicky testováno v nemocnici Ospedale San Raffaele di Milano
- **Kód GEL500LAURIT | 310,- Kč / 500 ml s pumpičkou**




SKLADEM

NANO++ sprej se stříbrem (ČR)

- Efektivně dezinfikuje ruce a předměty
- Odstraní 99,9 % virů a bakterií
- Obsahuje nanočástice stříbra (30 ppm), ethanol (600 g/kg) a peroxid vodíku (3 %) 42 mg/kg, vonnou esenci
- S vonnou esencí, aby bylo dezinfikování příjemnější
- Není vhodné pro těhotné a kojící ženy, dále pro osoby alergické na stříbro
- **Kód 1677 | 314,- Kč / 500 ml**



SKLADEM



DRI-ANGLE ABSORBENT PAROTID

- Absorpční trojúhelníčky z celulózy pro kontrolu na slinivostí z příušních žláz parotid, jsou vynikající náhradou za válečky.
- Efektivně zakryje příušní žlázu nebo Stensenův kanálek a omezuje tím tok slin.
- Dvě velikosti, dostupné také ve variantě s reflexní stranou (napomáhá vytvořit absolutní bariéru u pacientů s velkou slinivostí).
- Zajišťují suché pracovní pole při bondingu, cementování, práci s kompozity a bělení.
- **Kód 31L | Large | 890,- Kč | 160 ks**
Kód 31S | Small | 890,- Kč | 200 ks
Kód 32LAG | Large s folií | 1.180,- Kč | 160 ks
Kód 32SAG | Small s folií | 1.180,- Kč | 200 ks

SKLADEM



Jak dlouho vydrží na povrchu COVID-19?

Velmi záleží na typu povrchu, ve vzduchu SARS-CoV-2 přežije tři hodiny ve formě aerosolu, na plastech ale vydrží až 72 hodin (poločas života 6,8). **Podívejte se s námi:**

- 4 hodiny – měď
- 24 hodin – karton
- 48 hodin – nerezová ocel, dřevo (lednička, kliky, klíče, příbor, stoly)
- 72 hodin – plast (kreditní karty, plastové lahve, potravinové obaly, klávesnice, myš, tlačítka na bankomatech)
- 96 hodin – papír a sklo (okna, dopisy, magazíny, skleničky)