

# ZENCHROMA Universal Composite

## Šetřete čas. Všechny odstíny v jedné stříkačce



Světlem tuhnoucí mikrohybridní kompozit s ultrajemnými radioopákními plnivy mají tu nejideálnější schopnost přizpůsobit se všem odstínům okolních tkání zubu.

- Pevnost v ohybu (MPa) | 150
- Modul elasticity (GPa) | 12655
- Pevnost v tlaku (MPa) | 479
- 12h tvrdost podle Vickerse (MPa) | 690

**Cena: 640 Kč/4 g**