

SYSTÉM ENA MATRIX



NiTi kroužky s vynikající odolností a elastickou pamětí jsou zárukou dlouhodobé výdrže a docílení velmi přesných bodů kontaktu. Křídélka z plastu vyztužená skelnými vlákny. Lze je použít ve dvojici u víceploškových výplní. Dostupné ve **dvou** velikostech (molárový - černý a premolárový - červený). Anatomické **matrice** vertikálně bombírované **lze dotvarovat** a přizpůsobit tak bodu kontaktu a vytvořit těsný uzávěr. Marginální okraje zabraňují přebytkům a usnadňují dokončování výplně. Otvory na křídélkách umožňují pomocí příslušné pinzety snadné nasazení a sejmutí. Dostupné **čtyři** velikosti. Tloušťka **50 μ**. **Plastové klínky** anatomicky tvarované lze snadno nasadit jak vestibulárně, tak i lingválně. Jsou stohovatelné, lze tedy použít více klínků a vložit je na sebe a upevnit tak lépe matici např. subgingiválně. Dodávají se ve **třech** velikostech. Dostupné také **klínky s ochrannou clonou**, usnadňují preparaci a chrání sousední zub před neúmyslným poškozením. Clonu lze poté pinzetou snadno vyjmout a pracovat dále s klínkem. Klínky s clonou se dodávají ve **dvou** velikostech. Kroužek lze v příslušných **kleštích** snadno **aretovat** pro 4-ruční práci. **Pinzeta s nýtkem** usnadňuje manipulaci s maticemi i klínky.

<p>ENA MATRIX set EMK1N set s nástroji 9.072,-</p>  <p>SET OBSAHUJE</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 25 ks matic 3 x 25 ks dřevěných klínků 2 x kroužky (černý, červený) kleště a pinzeta 	<p>ENA MATRIX zkušební set EMK3N set s nástroji 5.606,-</p>  <p>SET OBSAHUJE</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 10 ks matic 3 x 10 ks dřevěných klínků 1 x černý kroužek kleště a pinzeta 	<p>ENA MATRIX matrice Balení 100 ks 2.523,-</p>  <p>EM35 EM45 EM55 EM65</p> <ul style="list-style-type: none"> • EM35 3,5 mm • EM45 4,5 mm • EM55 5,5 mm • EM65 6,5 mm <hr/> <p>ENA MATRIX kroužek 2.431,- EMAM černý univerzální EMAP červený premol.</p> 
<p>ENA MATRIX klínky 1.082,- 100 ks</p> <ul style="list-style-type: none"> EMWS – malé bílé EMWM – střední růžové EMWL – velké fialové  <hr/> <p>ENA MATRIX klínky s clonou 1.288,- 50 ks</p> <ul style="list-style-type: none"> EMWGS – malé bílé EMWGM – střední růžové 	<p>ENA MATRIX NÁSTROJE</p> <ul style="list-style-type: none"> EMP1 pinzeta 834,- EMP2 kleště 1.251,- 	<p>AKCE do odvolání</p> <p>3x MATRICE (100 ks) v ceně á 2.523,- + ZDARMA plastové KLÍNKY (100 ks) UŠETŘÍTE 1.082,-</p>

ENA MATRIX THIN set EMKC 2.009,-

4 x 25 ks matric, tloušťka 35 μ
 • 3,5 mm SMALL • 4,5 mm MEDIUM
 • 5,5 mm LARGE • 6,5 mm SUBGINGIVAL

4 x 25 ks dřevěných klínek
 • XS, S, M, L


ENA MATRIX THIN 731,-
 50 ks – tenké 35 μ

- EMC35 | 3,5 mm
- EMC45 | 4,5 mm
- EMC55 | 5,5 mm
- EMC65 | 6,5 mm


EMAS kroužek 402,-

ENA MATRIX klínky dřevěné 100 ks 303,-

- EMWWXS | extra malé oranžové
- EMWWS | malé bílé
- EMWWM | střední žluté
- EMWWL | velké růžové


EMWW – set 400 ks dřevěných klínek AKCE 721,-

AKCE do odvolání

MATRICE THIN 35 μ (50 ks)
 V CENĚ 731,-
 +
ZDARMA dřevěné KLÍNKY (100 ks)
 UŠETŘÍTE 303,-

ENA MATRIX páskové matrice EMRT08 a EMRT10 transparentní 50μ
 • šířka 8 mm a 10 mm | cívka 129,-
 • délka 10 m

KOVOVÉ 35 μ
 • EMRM53, 5 mm • EMRM63, 6 mm
 • EMRM73, 7 mm

Kovové délka 3 m 191,-
KOVOVÉ 50 μ
 • EMRM55, 5 mm • EMRM65, 6 mm
 • EMRM75, 7 mm

ENA MATRIX pro diastema Set nebo 25 ks 2.596,-

- EMT – set (3 x 5 ks)
- EMT1 – horní mesiální
- EMT2 – horní distální
- EMT3 – dolní řezáky


OSTATNÍ SORTIMENT
KLÍNKY dřevěné 100 ks 299,-

- 1358GREEN | zelené | 1,5 x 1,5 x 14 mm
- 1358YELLOW | žluté | 1,5 x 1,5 x 16 mm
- 1358BLUE | modré | 1,5 x 2 x 14 mm
- 1358PINK | růžové | 1,5 x 2 x 16 mm
- 1358ORANGE | oranž | 1,3 x 1,5 x 13 mm


KLÍNKY plastové 100 ks 237,-

- 1200XS | modré | 17,5 x 1,1 mm
- 1200S | zelené | 17,8 x 2,1 mm
- 1200M | žluté | 17,8 x 2,45 mm
- 1200L | fialové | 17,8 x 2,8 mm


PÁSKOVÁ MATRICE 1.016,-
 transparentní

- lze bombírovat při odvíjení
- velmi ostrý ořezávač
- 1 cm x 11 m
- tloušťka 2 μ



- 55Z200A | bílá
- 55Z200B | modrá

PRO-MATRIX rovné 50 ks AKCE 1.990,-

- 19000 | 4,5 mm zelené
- 19005 | 6 mm modré



- Jednoduché jednorázové matrice
- nasazení během několika sekund
 - úzké prodloužené tělo pro snadný přístup při upínání
 - jazýček pro označení kvadrantu
 - pevný upínací mechanismus
 - rovné nebo bombírované

PRO-MATRIX bombírované 50 ks AKCE 1.990,-

- 19001 | 4,5 mm žluté
- 19006 | 6 mm oranžové
- delší pásky pro větší moláry

