

NITRILOVÉ RUKAVICE

ČESKÝ VÝROBEK

VYŠETŘOVACÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE Z NITRIL-BUTADIENOVÉHO KAUČUKU



Vyšetřovací a ochranné rukavice z Nitril-butadienového kaučuku

- Pravolevé
- Nepudrované
- Manžeta s rolovaným okrajem
 - Konečky prstů s texturovaným povrchem
 - Český výrobek
 - **Modrá barva**

VÝHODY:

- Neobsahují latex
- Nepudrované
- Texturované konečky prstů
- V souladu s nařízením EU
- Odolnost vůči mikroorganismům
- Odolnost vůči vybraným chemikáliím
- Zdravotnický prostředek rizikové třídy I
- AQL ≤ 1,5
- Okrajové velikosti a barvy budou do sortimentu postupně přidávány

CERTIFIKÁTY:

- MDR 2017/745 – ZP třídy I
- PPE 2016/423 – OOP kategorie III
- (ES) 1935/2004 – určené pro styk s potravinami, čl. 3

BALENÍ:

1 krabice = 200 ks, 1 karton = 10 krabic = 2.000 ks

CENA:


445,- Kč/krabice

VELIKOST	S	M	L	XL
Číslování	6-7	7-8	8-9	9-10

Testováno v souladu s normou ČSN EN ISO 374-1:2017+A1:2019

Chemikálie	ČSN EN ISO 374-1:2017+A1:2019 Úroveň permeace	ČSN EN ISO 374-4:2020 Degradace
40% Hydroxid sodný (K)	6 (> 480)	-3,7 %
30% Peroxid vodíku (P)	6 (> 480)	19,7 %
37% Formaldehyd (T)	2 (> 30)	0,2 %

Úroveň degradace udává změnu odolnosti materiálu proti propíchnutí po nepřetržitém kontaktu vnějšího povrchu rukavice se zkušební chemikálií. Norma ČSN EN ISO 374-4:2020.



Úrovně permeace jsou dány dobou průniku vybraných chemikálií v minutách. Norma ČSN EN 16523-1:2015+A1:2019

Doba průniku (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Třída provedení	1	2	3	4	5	6

CE 1023



EN 455
EN ISO 21420
EN ISO 374

AQL
≤ 1.5



10 °C 30 °C



- 3 vrstvá zdravotnická obličejová maska z PP netkané textilie
- Testováno dle EN 14683:2019 (bakteriální filtrace, mikrobiální odolnost, prodyšnost)
- Voděodolná – vyhovuje ISO22609:2004, typ IIR
- Filtrační účinnost BFE ≥ 95 %
- Snadné dýchání díky nízkému tlakovému odporu (vysoká poréznost materiálu)
- Zabudovaný nosní třmínek umožňuje vyšší úroveň těsnosti
- Komfortní gumička z polyamidového vlákna
- Nesterilní, doporučujeme měnit po 3 – 5 hodinách



Líbivé a originální designy

- Rozměry:** 93 mm x 175 mm, expirace: 2 roky
- Celková váha:** 3vrstvá obličejová rouška – 4,9 g
- první vrstva: netkaná textilie spunlace voděodolná 50 gsm, váha 1,7 g
 - druhá vrstva: voděodolná tavená tkanina, 25 gsm, váha 0,9 g
 - třetí vrstva: netkaná textilie příjemná k pokožce, 25 gsm, váha 0,9 g
- Ušní gumičky:** φ 3 mm, váha 1,2 g, délka 175 mm, 100 % nylon (polyamidové vlákno)
- Nosní třmínek:** 0,2 g, 105 mm, 48 % PP vlákno + 52 % galvanizovaný jemný kovový drátek
- Balení:** krabice á 50 ks | dodáváno v kartonu | celkem 2.000 ks



Jednobarevný design (9 druhů)

Cena: 2.200,- Kč / 2000 ks (na objednávku) tj. 1,10 Kč/ks

Cena: 125,- Kč / 50 ks (dle aktuální dostupnosti skladu)

Vícebarevné motivy (16 druhů)

Cena: 7.420,- Kč / 2000 ks (na objednávku) tj. 3,71 Kč/ks

Cena: 246,- Kč / 50 ks (dle aktuální dostupnosti skladu)

Individualizované motivy (zvěř, logotyp atd.)

Cena: 42.600,- Kč / 6000 ks (na objednávku) tj. 7,10 Kč/ks

Cena: 400,- Kč / 50 ks (dle aktuální dostupnosti skladu)



Další vícebarevné motivy na webových stránkách.

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE & TRAY PAPÍR NA TÁCKY

<p>OCHRANNÝ OBLIČEJ. ŠTÍT Obroučka + 12 ks -25% 435,- Zelená, modrá, grafit, Růžová, fialová, bílá</p>  <p>AKCE</p> <p>NÁHRADNÍ ŠTÍTY – 12 ks 450,- Kč</p> <p>Původní cena setu 580,- Kč</p>	<p>OCHRANNÝ OČNÍ ŠTÍT Obroučka + 12 ks 350,- NÁHRADNÍ ŠTÍTY 12 ks 310,- Doproděj skladových zásob.</p> 	<p>OCHRANNÝ OBLIČEJ. ŠTÍT ...NA VLASTNÍ BRÝLE 4 úchyty + 12 ks 680,-</p> <p>Barvy 18050: Grafit 18051: Bílá</p> <p>NÁHRADNÍ ŠTÍTY – 12 ks 18060 – 520,- Kč</p> 
<p>BRÝLE - PANORAMATICKÉ 0808 (černý rámeček) ,- PRODLUŽOVACÍ STRANIČKY TRANSPARENTNÍ NEJSOU DOSTUPNÉ</p> 	<p>BRÝLE - EKONOMICKÉ Číré (0363, OCCH10) 150,- 180,- LISOVÁNO V CELKU, CHRÁNÍ BOČNĚ A K ÚROVNI OBOČÍ DIOPTRICKÉ BRÝLE MOŽNÉ</p> <p>Oranžové (OCCH10A) 180,-</p> 	<p>BRÝLE - ELEGANTNÍ CB9259 (čiré) ,-</p> <p>NEJSOU DOSTUPNÉ</p> 
<p>BRÝLE - UV BONDABLOC 3600 NEJSOU DOSTUPNÉ EXTRÉMNĚ KOMFORTNÍ, LEHKÉ, EKONOMICKÉ, ELEGANTNÍ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ</p> 	<p>BRÝLE - UVEX SKYPER SG 837,-</p> <p>pohlcejí 99,9 % UVA a UVB nelze nosit s korekčními brýlemi</p> 	<p>BRÝLE - UVEX SKYPER 2000 SGU 837,-</p> <p>pohlcejí 99,9 % UVA a UVB lze nosit společně s dioptrickými brýlemi</p> 
<p>POLYKARBONÁTOVÉ 0364 150,- PŘÍMÁ BOČNÍ VENTILACE TRANSPARENTNÍ</p> 	<p>POLYKARBONÁTOVÉ 0365 150,- NEPŘÍMÁ VENTILACE (boční ventil) TRANSPARENTNÍ</p> 	<p>TRAY PAPÍR (28 x 18 cm) 250 ks 195,- Barvy zelená a modrá. Lze autoklávat, odolné, paropropustné.</p> 

BreaSAFE - FFP2 - béžový

5 ks – sleva 15 % 339,-

Nadstandartní NANO respirátor, záchyt 99,9 % virů a bakterií (testy VFE a BFE).

DOSTUPNÝ TAKÉ V ČERNÉ A BÍLÉ.

Původně 399,- Kč
VELIKOSTI: M, L

Možnost opakovaného použití:
Doporučujeme dezinfekční sprej PURE 100%



Nano Med.Clean – FFP2

5 ks 230,-

NANO respirátor – extrémně prodyšný, Ideální do letního počasí. Záchyt virů a bakterií 99,9 %.

DOSTUPNÝ TAKÉ V TĚLOVÉ A BÍLÉ BARVĚ.

JEDNA UNIVERZÁLNÍ VELIKOST. Hygienické balení po 1 ks.
Možnost opakovaného použití:
Doporučujeme dezinfekční sprej PURE 100%



SPURTEX – V100 FFP2 NR

5 ks - sleva 5 %: 342,-

NANO RESPIRÁTOR – původně 360,- Kč ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

DOSTUPNÝ TAKÉ V ČERNÉ A BÉŽOVÉ.

VELIKOSTI: M, L

Možnost opakovaného použití:
Doporučujeme dezinfekční sprej PURE 100%



SPURTEX PP nano roušky

7030, 50 ks 1.450,-

7030/10K, vzorek 10 ks 299,-

Svrstvá nano rouška s vysoce účinnou nano membránou – efektivita BFE 99,73 %

Jedna z nejkvalitnějších nano membrán na trhu, pevná a homogenní. ČSN EN 14683+AC Třída II.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK



SPURTEX – VS PREMIUM

25 ks – sleva 20 % 1.480,-

5 ks DOPRODEJ v akci 10 % 351,-

NANO ROUŠKA – nejkvalitnější na trhu, pevná a homogenní, dobře těsní na tváři. TESTOVANÝ ZÁCHYT ÚROVNĚ FFP2

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Původně 1.850,- Kč

Možno dezinfikovat PURE 100% a tím nosit opakovaně.



SPURTEX – VS PREMIUM JUNIOR

10 ks – sleva 25 % 518,-

NANO ROUŠKA – menší varianta roušky pro dospělé. Původně 690,- Kč TESTOVANÝ ZÁCHYT ÚROVNĚ FFP2 ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK



Možno dezinfikovat – PURE 100%

PERFECTO – DRŽÁK ROUŠEK

1 ks 130,-

Poniklovaná ocel, 40 cm. Možno autoklávat .



AROMATIZOVANÉ DRŽÁKY


4 ks (011.200.090) 669,-

kovové klipsy, termoplast autoklávat při 121°C

DRŽÁKY ROUŠEK – termoplast

4 ks (011.200.092) 526,-

plastové klipsy, termoplast autoklávat při 121°C



PURE 100% - DEZINFEKCE

respirátorů a roušek | 70% ethanol 156,-

100 ml Určeno zvláště pro nanovlákněné respirátory a roušky



ASA RAINBOW

3510 (krabice 500 ks) 450,-

ROUŠKY PRO PACIENTY

SKLÁDANÉ | VELMI SAVÉ | 12 BAREV 3 VRSTVÉ | 100 % CELULÓZA



ČEPICE NA GUMIČKU /PPSB/

0279 250,-

PPSB (polypropylénová netkaná textilie SPUNBOND)

Pro lékařské účely, 10 g/m2, 42 cm Bílá barva, balení 100 ks



OCHRANNÝ PLÁŠŤ S ČEPICÍ

0285 750,-

PPSB (polypropylénová netkaná textilie SPUNBOND)

ČEPICE NA GUMIČKU, ÚVAZKY KOLEM TĚLA, ODPUZUJE VODU

VEL. XXL: rozměry 75 x 120 cm

10 ks plášťů + 10 ks čepic 0279 **Jednorázové použití Barva: modrá, bílá**



KOMPLETNÍ SORTIMENT OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ NALEZNETE NA WEBU

ItalDent s.r.o. | Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8 | tel: 233 552 022 | e-mail: info@italdent.cz
www.italdent.cz | www.facebook.com/italdentcz | www.facebook.com/italdentczorto