

## POLYMERAČNÍ LAMPY

**LEDEX™ WL-090+** (režimy TURBO, detekce PLAKU a KAZU)

**Akce 15 %** (původní 14.850,-)

**12.622,-**

**VÝKON od 600 mW/cm<sup>2</sup> – 2400 mW/cm<sup>2</sup>**

**Vlnová délka 390-480 nm**

**8 režimů intenzity výkonu:**

- Nízký 600mW/cm<sup>2</sup>
- Stoupající 1000 mW/cm<sup>2</sup>
- Standartní 1000 mW/cm<sup>2</sup>
- **Vysoký 1800 mW/cm<sup>2</sup>**
- **Turbo 2400 mW/cm<sup>2</sup>**
- Rychlý Orto 1800 mW/cm<sup>2</sup>
- **Detekce plaku 250 mW/cm<sup>2</sup>**
- **Detekce kazu 350 mW/cm<sup>2</sup>**



**DENTMATE**  
TECHNOLOGY CO., LTD.

- Barva: černá
- Dodáváno se 2 světlovody (Ø 8 mm a Ø 5 mm)
- Baterie snadno vyměnitelná zákazníkem (monočlánek)
- Vestavěný radiometr (tester intenzity výkonu)
- Síťová nabíječka, stojan lampy s radiometrem, ochranný kryt
- Napájení mikro USB Jack

**Díky fotoiniciátorům redukujícím dobu polymerace PPD a Lucirine TPO polymeruje kompozit o síle 2 mm/2 sek při 2400 mW/cm<sup>2</sup>**

**EASYLIGHT dlouhodobě v akci 7.190,-**

**VÝKON 1000 mW/cm<sup>2</sup>**

Vlnová délka 420-480 nm

Pomalý start a potom časovač 5, 10, 15, 20 sek.



Dlouhodobě oblíbená polymerační lampa poskytuje spolehlivou službu jak zubařům, tak i ortodontistům. Žádné reklamace, výdrž dobíjecí baterie více než 2 roky.

**LEDEX™ WL-070 dlouhodobě v akci 6.990,-**  
**+ Enamel Plus HRi FLOW UD3 ZDARMA**

**VÝKON 1000 mW/cm<sup>2</sup>**

Vlnová délka 420-480 nm

Dva režimy: rychlý a soft start

Světlovod Ø 8 mm + ochranný štít

Váha 120 g (včetně baterie a světlovodu)

Rozměr: Ø max 26 mm x délka 156 mm

Pracovní čas na jedno nabití cca 40 min (240 cyklů á 10 vteřin). Dobíjení cca 2 hodiny.



**DENTMATE**  
TECHNOLOGY CO., LTD.

Barva: bílá

Na objednávku možné i další barvy (žlutá, oranžová, růžová, zelená, modrá, černá) – nutno počítat s delším objednávkovým termínem.

### ENA HEAT – CHC3

**Cena: 8.890,-**

#### OHŘÍVAČKA KOMPOZIT

- dvě teploty 39°C a 55°C  
- 6 a 4 otvory (stříkačky a karpule)

**CENA V AKCI  
PŘI NÁKUPU  
VĚTŠÍHO OBJEMU  
- INFORMUJTE SE**



### EASE-IT

**Cena: 18.288,-**

**OHŘÍVAČKA** pro stříkačky i karpule  
Mistička na malou dávku kompozitu  
s víčkem proti předčasné polymeraci.  
Volitelný Thermo-Block – dvě verze.  
Nastavitelné teploty 40°C – 60°C



Základna: 10.899,-  
Thermo-Block: 3.959,-  
JAR/mistička: 3.430,-  
Části dostupné jednotlivě.

### VENEER ME

2600-1 KOMPLETNÍ SET **6.401,-**

2600-1 MINI SET **2.560,-**

Maximální bezpečí pro vaše fazety  
- snadná manipulace, přenos  
a doprava



Dostupné jednotlivě:  
2610: podložky 1.603,- / 10 ks  
2620: membr. rámečky 2.766,- / 10 ks

**Track-V 55.508,-**

**Pro techniku tepelného  
tvarování. Vestavěná vakuová  
pumpa. Digitalizovaný, barevný  
LCD displej. Dostatek místa pro  
vysoké sádrové modely.  
Pro fólie kulaté Ø 125 mm.**

**Informujte se  
na akční nabídku.**



### DENTO-PREP

**AKČNÍ CENA: 8.586,-**

**Pískovačka** pro abrazi povrchů  
z kompozitu, keramiky a kovových  
konstrukcí (korunky, čepy, inleje/onleje,  
orto zámeků apod.). Otočná tryska 360°.  
Rychlospojky nutno dokoupit  
samostatně. **Pro prášky oxidu hlinitého  
a oxidu křemičitého zrna 20-80 µ**

**Písek 50µ: 740,-**



**Stojánek: 1.150,-**

### DUST-CABINET

**Cena: 20.015,-**

**Pískovací box** vytváří ochrannou zónu  
pro práci s pískovačkou DENTO-PREP.  
Samostatné zařízení s vlastním zdrojem  
pro připojení k běžné síti 230V/50Hz.



### SMILE LITE MDP2

**Cena kompletu: 17.147,-**

**Inovovaná verze světla pro mobilní  
profi dentální fotografie.**



- vhodné ke všem typům chytrých telefonů
- polarizační filtr & difusor & kufřík v ceně
- plug & play (bez nutné aplikace)

### PHOTO-CAD

Foto rozvěrače pro nejlepší  
fotografie všech 4 kvadrantů  
a pro digitální otisky CAD/CAM.  
*Ergonomicky tvarovatelné,  
opákní a antireflexní. Jemný povrch  
pro nejvyšší komfort pacienta.*

**PC-3001 dolní čelist 1 ks: 1.431,-**

**PC-3002 horní čelist 2 ks: 2.530,-**

**PC-3100 set 3 ks: 3.839,-**



**FLEXIPALETTE 3.902,-**

### SET kontrastorů – 4 tvary

Z ohebného měděného plíšku zcela  
krytého materiálem Plastimed (silikon  
pro med. účely bez latexu,  
hypoalergenní). Možno sterilizovat,  
opákní bez odlesků, jemné a měkké,  
ohýbat v úhlech od 30° do 45°.

**Dostupné jednotlivě á 1.084,- Kč**

