

POLYMERAČNÍ LAMPY

LEDEX™ WL-090+ (režimy TURBO, detekce PLAKU a KAZU)

Akce 15 % (původní 14.850,-)

12.622,-

VÝKON od 600 mW/cm² – 2400 mW/cm²

Vlnová délka 390-480 nm

8 režimů intenzity výkonu:

- Nízký 600mW/cm²
- Stoupající 1000 mW/cm²
- Standartní 1000 mW/cm²
- **Vysoký 1800 mW/cm²**
- **Turbo 2400 mW/cm²**
- Rychlý Orto 1800 mW/cm²
- **Detekce plaku 250 mW/cm²**
- **Detekce kazu 350 mW/cm²**



DENTMATE
TECHNOLOGY CO., LTD.

- Barva: černá
- Dodáváno se 2 světlovody (Ø 8 mm a Ø 5 mm)
- Baterie snadno vyměnitelná zákazníkem (monočlánek)
- Vestavěný radiometr (tester intenzity výkonu)
- Síťová nabíječka, stojan lampy s radiometrem, ochranný kryt
- Napájení mikro USB Jack

Díky fotoiniciátorům redukujícím dobu polymerace PPD a Lucirine TPO polymeruje kompozit o síle 2 mm/2 sek při 2400 mW/cm²

EASYLIGHT dlouhodobě v akci 7.190,-

VÝKON 1000 mW/cm²

Vlnová délka 420-480 nm

Pomalý start a potom časovač 5, 10, 15, 20 sek.



Dlouhodobě oblíbená polymerační lampa poskytuje spolehlivou službu jak zubařům, tak i ortodontistům. Žádné reklamace, výdrž dobíjecí baterie více než 2 roky.

LEDEX™ WL-070 dlouhodobě v akci 6.990,-
+ Enamel Plus HRi FLOW UD3 ZDARMA

VÝKON 1000 mW/cm²

Vlnová délka 420-480 nm

Dva režimy: rychlý a soft start

Světlovod Ø 8 mm + ochranný štít

Váha 120 g (včetně baterie a světlovodu)

Rozměr: Ø max 26 mm x délka 156 mm

Pracovní čas na jedno nabití cca 40 min (240 cyklů á 10 vteřin). Dobíjení cca 2 hodiny.



DENTMATE
TECHNOLOGY CO., LTD.

Barva: bílá

Na objednávku možné i další barvy (žlutá, oranžová, růžová, zelená, modrá, černá) – nutno počítat s delším objednávkovým termínem.

ENA HEAT – CHC3

Cena: 8.890,-

OHŘÍVAČKA KOMPOZIT

- dvě teploty 39°C a 55°C
- 6 a 4 otvory (stříkačky a karpule)

**CENA V AKCI
PŘI NÁKUPU
VĚTŠÍHO OBJEMU
- INFORMUJTE SE**



EASE-IT

Cena: 16.520,-

OHŘÍVAČKA pro stříkačky i karpule
Mistička na malou dávku kompozitu s víčkem proti předčasné polymeraci. Volitelný Thermo-Block – dvě verze. Nastavitelné teploty 40°C – 60°C



Základna: 9.893,-
Thermo-Block: 3.657,-
JAR/mistička: 3.280,-
Části dostupné jednotlivě.

VENEER ME

2600-1 KOMPLETNÍ SET **6.401,-**

2600-1 MINI SET **2.560,-**

Maximální bezpečí pro vaše fazety
- snadná manipulace, přenos a doprava



Dostupné jednotlivě:
2610: podložky 1.603,- / 10 ks
2620: membr. rámečky 2.766,- / 10 ks

SMILE LITE MDP2

Cena kompletu: 16.297,-

Inovovaná verze světla pro mobilní profi dentální fotografie.



- vhodné ke všem typům chytrých telefonů
- polarizační filtr & difusor & kuffík v ceně
- plug & play (bez nutné aplikace)

DENTO-PREP

AKČNÍ CENA: 8.586,-

Pískovačka pro abrazi povrchů z kompozitu, keramiky a kovových konstrukcí (korunky, čepy, inleje/onleje, orto zámků apod.). Otočná tryska 360°. Rychlospojky nutno dokoupit samostatně. Pro prášky oxidu hlinitého a oxidu křemičitého zrna 20-80 μ



DUST-CABINET

Cena: 16.850,-

Pískovací box vytváří ochrannou zónu pro práci s pískovačkou DENTO-PREP. Samostatné zařízení s vlastním zdrojem pro připojení k běžné síti 230V/50Hz.



MICRO CLEAN MAGNETIC

Cena: 35.900,-

Čisticí systém kombinuje chemické a mechanické čištění za působení magnetu pomocí kovových spon.
- pro fixní i snímací protetiku
- v ordinaci pro perfektně čisté protézy
- CAD/CAM práce a pro implantologii

Ultrazvuk už není nutný!

AKČNÍ CENA: 34.500,-



Track-V

55.508,-

Pro techniku tepelného tvarování. Vestavěná vakuová pumpa. Digitalizovaný, barevný LCD displej. Dostatek místa pro vysoké sádrové modely. Pro fólie kulaté Ø 125 mm.

Informujte se na akční nabídku.



FLEXIPALETTE

3.486,-

SET kontrastorů – 4 tvary

Z ohebného měděného plíšku zcela krytého materiálem Plastimed (silikon pro med. účely bez latexu, hypoalergenní). Možno sterilizovat, opákní bez odlesků, jemné a měkké, ohýbat v úhlech od 30° do 45°.

Dostupné jednotlivě á 969,- Kč

