

PLATNOST OD 1. 1. 2022

## Enamel Plus HRi

- **Skloviny UE** „Universal Enamel“ **po slevě 2.148 Kč**

Barvy: UE1 | UE2 | UE3 | 5 g | CENA: ~~2.387 Kč~~

Schopnost měnit barvy, kterou má přirozená sklovina, byla zapracovaná do odstínů univerzální skloviny. Sklovina vykazuje stejný index lomu světla jako přirozená sklovina. Nanáší se v podobné vrstvě, jen nepatrně tenčí, a to **bez viditelných okrajů**. Obsahuje 80 % váhových plniv (z toho 12 % nano zirkonium-oxidových částic a 68 % nového typu skleněného plniva s vysokým indexem lomu světla).



- **Dentiny UD** „Universal Dentine“ barvy | 5 g | CENA: ~~1.830 Kč~~ **po slevě 1.647 Kč**

Barvy: UD0 | UD0,5 | UD1 | UD2 | UD3 | UD3,5  
UD4 | UD5 | UD6

Univerzální dentinové hmoty jsou vysoce zářivé mikrohybridy (vysoký jas) a jsou kalibrovány dle fluorescence a opacity přirozeného dentinu. Vrstvit lze 2-3 odstíny, ale **většinou se používá jen jeden odstín dentinu**, neboť okraje jsou neviditelné díky použití univerzální skloviny.

Nové dentiny **UD0 a UD0,5** jsou vhodné pro použití u restaurací **velmi světlých či bělených zubů**.



**SLEVA 10 %**

PŘI ZAKOUPENÍ

**3 STRÍKAČEK á 5 g**

- Dle vlastního výběru
- Kombinace dentinů a sklovin možná

## Enamel Plus HRi - Flow BIO

Flow dentinový kompozit | 2 g | Cena: ~~770 Kč~~ **po slevě 616 Kč**

Dostupné barvy jako u dentinů UD: UD0 | UD0,5 | UD1 | UD2 | UD3 | UD3,5 | UD4 | UD5 | UD6

**Vysoce naplněný (77% hmotnosti)** mikrohybridní světlem tuhnoucí flow dentinový kompozit – viskózní, elastický, radioopákný, vynikající fyzikální vlastnosti. **Neobsahuje matici BisGMA (neobsahuje Bisfenol-A).**

Vhodný pro podložky kavit u přímých a nepřímých restaurací v distálním úseku a pro V. třídu ve frontě.

Vhodný také pro ortodoncii k lepení retenčních dlah a pro výrobu attachmentů u neviditelných rovnátek.



**SLEVA 20 %**

PŘI ZAKOUPENÍ

**3 STRÍKAČEK á 2 g**

PLATNOST OD 1. 1. 2022

**Sklovina BIO FUNCTION – vysoce kompatibilní – po slevě 1.647 Kč**

**- neobsahuje komonomery, Bis-GMA a volné nanočástice v prášcích.**

Barvy: BF1 | BF2 | BF3 | 5 g | CENA: ~~1.830 Kč~~

Inovativní **formule UDMA a TCDDMDMA** vykazuje nulovou cytotoxicitu a neobsahuje Bis-GMA, který může uvolňovat Bisfenol-A (BPA je organická sloučenina vykazující estrogenní vlastnosti v lidském těle a způsobující zdravotní potíže).

**SLEVA 10 %**  
**PŘI ZAKOUPENÍ 2 STRÍKAČEK á 5 g**  
 - dle vlastního výběru



## Enamel Plus | CHF4 | RAINBOW KIT

**– set obsahující opalescentní, intezivní barvy a stainy**

... pro docílení maximální možné estetické věrnosti restaurovaných zubů.

- SET OBSAHUJE:**
- 1x OA – Opalescent Amber – 2,5 g** | jantarová barva vhodná k dobarvování např. krčkových oblastí
  - 1x OBN – Opalescent Blue Natural – 2,5 g** | opalescentní modrá napodobující typické namodralé zbarvení v incizální oblasti zubu
  - 1x IWS – Intensive White Spot – 2,5 g** | napodobuje hypokalcifikace či jiné bílé oblasti vyskytující se jak ve střední oblasti zubů, tak i v cervikální či incizální třetině



**ZDARMA:**

- 1x Dark Brown Stain – 2 g** | stain tmavě hnědý pro napodobení např. fisur

**2.812 Kč**

## Enamel Plus HRI - ENA CEM<sup>HF</sup>

Duální kompozitní cement pro fixaci a dostavby – inovovaný, fluorescentní & radioopákní (210 % Al), chemicky tuhnoucí kompozitní cement. **Neobsahuje Bisfenol-A, neobsahuje ftaláty.**

Barvy: UD1 | UD2 | UD3 | UD4 – duální stříkačky 8 g, CENA: ~~2.820 Kč~~

**po slevě 2.538 Kč**

**Vysoce naplněný (77 % váhy)**

Vickers tvrdost 670 MPa  
 Modul elasticity 12850 MPa  
 Pevnost v ohybu 116 MPa  
 Pevnost v tlaku 342 MPa  
 Minimální tloušťka < 50 µm



**SLEVA 10 %**  
**PŘI ZAKOUPENÍ**  
**2 stříkaček á 8 g**

**POUŽITÍ K CEMENTOVÁNÍ:**

**KORUNEK A MŮSTKŮ VŠECH TYPŮ | ČEPŮ A KONSTRUKCE PAHÝLU**

**KOMPOZITNÍCH A KERAMICKÝCH FAZET, INLEJÍ A ONLEJÍ**