

AKCE PLATNÁ OD 1. 10. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Enamel Plus HRi

- **Skloviny UE** „Universal Enamel“ **po slevě 1.854 Kč**

Barvy: UE1 | UE2 | UE3 | 5 g | CENA: ~~2.318 Kč~~

Schopnost měnit barvy, kterou má přirozená sklovina, byla zapracovaná do odstínů univerzální skloviny. Sklovina vykazuje stejný index lomu světla jako přirozená sklovina. Nanáší se v podobné vrstvě, jen nepatrně tenčí, a to **bez viditelných okrajů**. Obsahuje 80 % váhových plniv (z toho 12 % nano zirkonium-oxidových částic a 68 % nového typu skleněného plniva s vysokým indexem lomu světla).



- **Dentiny UD** „Universal Dentine“ barvy | 5 g | CENA:

~~1.751 Kč~~ **po slevě 1.401 Kč**

Barvy: UD0 | UD0,5 | UD1 | UD2 | UD3 | UD3,5
UD4 | UD5 | UD6

Univerzální dentinové hmoty jsou vysoce zářivé mikrohybridy (vysoký jas) a jsou kalibrovány dle fluorescence a opacity přirozeného dentinu. Vrstvit lze 2-3 odstíny, ale **většinou se používá jen jeden odstín dentinu**, neboť okraje jsou neviditelné díky použití univerzální skloviny. Nové dentiny **UD0 a UD0,5** jsou vhodné pro použití u restaurací **velmi světlých či bělených zubů**.



SLEVA 20 %

PŘI ZAKOUPENÍ

3 STRÍKAČEK á 5 g

- Dle vlastního výběru
- Kombinace dentinů a sklovin možná

Enamel Plus HRi - Flow BIO

Flow dentinový kompozit | 2 g | Cena: ~~750 Kč~~ **po slevě 600 Kč**

Dostupné barvy jako u dentinů UD: UD0 | UD0,5 | UD1 | UD2 | UD3 | UD3,5 | UD4 | UD5 | UD6

Vysoce naplněný (77% hmotnosti) mikrohybridní světlem tuhnoucí flow dentinový kompozit – viskózní, elastický, radioopákní, vynikající fyzikální vlastnosti. **Neobsahuje matrici BisGMA (neobsahuje Bisfenol-A).**

Vhodný pro podložky kavit u přímých a nepřímých restaurací v distálním úseku a pro V. třídu ve frontě.

Vhodný také pro ortodoncii k lepení retenčních dlah a pro výrobu atačmentů u neviditelných rovnátek.



SLEVA 20 %

PŘI ZAKOUPENÍ

3 STRÍKAČEK á 2 g

AKCE PLATNÁ OD 1. 10. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Enamel Plus HRi - set CHR15 - po slevě 22.205 Kč

Kompletní set 15 stříkaček á 5 g | CENA: ~~31.721 Kč~~

SET OBSAHUJE:

9 dentinových barev (UD0 – UD6)

3 univerzální skloviny (UE1 – UE3)

3 intenzivní skloviny (IW, IM, IWS)

Plexi stojánek



SLEVA 30 %

+ ZDARMA

- *Kompletní vzorník barev*
NEBO
- *CHC3 ohřívačka*
v ceně 8.890 Kč

Enamel Plus HRi - ENA CEM^{HF}

Duální kompozitní cement pro fixaci a dostavby – inovovaný, fluorescentní & radioopákní (210 % Al), chemicky tuhnoucí kompozitní cement. **Neobsahuje Bisfenol-A.**

Dostupný ve čtyřech barvách: UD1 | UD2 | UD3 | UD4 – duální stříkačky 8 g, CENA: ~~2.820 Kč~~ **po slevě 2.256 Kč**

Vysoce naplněný (77 % váhy)

Vickers tvrdost 670 MPa

Modul elasticity 12850 MPa

Pevnost v ohybu 116 MPa

Pevnost v tlaku 342 MPa

Minimální tloušťka < 50 µm



SLEVA 20 %

duální stříkačka

8 g

POUŽITÍ K CEMENTOVÁNÍ:

- KORUNEK A MŮSTKŮ VŠECH TYPŮ
- ČEPŮ A KONSTRUKCE PAHÝLU
- KOMPOZITNÍCH A KERAMICKÝCH FAZET, INLEJÍ A ONLEJÍ