

# TENDER PINK

VÁŠEŇ PRO REPRODUKCI RŮŽOVÝCH TKÁNÍ

S DENTINOVÝMI HMOTAMI **TENDER**  
BARVY **A1 - A5**



## ENAMEL PLUS TENDER

- \* vysoce elastické dentinové hmoty
- \* opákní - na kovový základ
- \* bonding - unikátní adheze
- \* barvy A1 - A5 | modifikátory | stainy
- \* růžová - 4 odstíny

TECHNIKA PRÁCE A VZHLED

## KERAMIKY



# ENAMEL PLUS TENDER



Pro docílení přirozenosti zubu

- technika práce a estetický vzhled keramických prací
- Mikro/Nanohybridní kompozit pro použití jak v ordinaci, tak i v laboratoři – pomocí vysoce elastických hmot pro dentinová jádra, opákných past a bondingů, který garantuje unikátní adhezi.

- TENDER:** vysoce elastické dentinové hmoty  
**HRi:** sklovinné hmoty s vysokou odolností  
 Systém vzájemně kompatibilní a kombinovatelný.

... IDEÁLNÍ SPOJENÍ PRO VAŠE PRÁCE

## VZHLED KERAMIKY... AVŠAK LEPŠÍ NEŽ KERAMIKA

- kdykoliv opravitelné i v ordinaci díky stejnému materiálu, který používá laboratoř. HRi lze použít jak pro cementaci, při opravách přímou metodou, ale i použít na kovový základ, na implantáty – i před pořízením otisku (k dispozici také „flow“). Poskytuje tedy mnohem více možností při řešení implantátů a je ideální pro kombinované protetické práce.

### Tender opákní dentin | 5 g | 1.741,- Kč

- ETT2 (A1-A2) | ETT3 (A3) | ETT3,5 (A3,5) | ETT4 (A4) | ETT5 (A5)

### Tender modifikátory | 5 g | 1.741,- Kč



- ETMW (bílý) | ETMY (žlutý) | ETMO (oranžový) | ETT4 (A4) | ETT5 (A5)

### Další pomůcky

- COSSTAIN (stain flow transparentní) | 2 g | 750,- Kč
- ETOL (Tender opákní pasta SVĚTLÁ vhodná pro A1, A2, A3 | 3 g | 1.720,- Kč
- ETOD (Tender opákní pasta TMAVÁ vhodná pro A3, A3,5, A4 | 3 g | 1.720,- Kč
- ETOCLEAR (Tender opákní pasta čirá) | 3 g | 1.720,- Kč
- ETBOND (Samopolymerující bonding na kovovou strukturu) | 5 ml | 4.285,- Kč
- TEMPSEP (Temp separátor = nemastná separační tekutina/izolační prostředek tvar fixu) | 2 oz | 639,- Kč
- TEMPSEAL (Temp sealant = kondicionér tvar fixu) | 2 oz | 639,- Kč

### Mohlo by se také hodit...

- **TSY (finishing set pro laboratoře) | 3.263,- Kč (3.626,- Kč)**  
*Set obsahuje lešticí pasty A, B a 0,5 g a pastu C a 4 g.*
- **TF41 (Tender Fiber Quattro sklovlákněné dlahy) |  $\phi$ 1,7 mm, 6400 vláken, délka 12 cm | 2.493,- Kč**  
*Vlákna jsou uložena v silikonovém nosiči, impregnovaná světlem tuhnoucí pryskyřicí a silanizovaná, což jim zajišťuje maximální elasticitu a pevnost, tedy vlastnosti podobné dentinu. Nejsilnější průměr vláken hodící se pro výztuhy v protetice, na kompozitní a akrylátové můstky a protetické řešení implantátů. Dostupné další 2 síly (TF11 – ortho, 1600 vláken | TF21 – paro, 3200 vláken).*



- **CHF4 (Rainbow kit) | 3x 2,5 g: OA, OBN, IWS a 1 g stain tm. hnědý | 2.730,- Kč**  
*Set obsahuje opalescentní, intenzivní barvy a stain: OA opalescent amber/jantarová na krčkové oblasti, OBN opalescent blue natural/modrá na incizi, IWS intensive white spot/bílá napodobuje hypokalciifikace či jiné bílé oblasti vyskytující se ve střední, v cervikální či incizální oblasti zubů. Stain **JE V SETU ZDARMA.***

# TENDER PINK COMPOSITE

Komplexní estetické řešení předpokládá i věrnou rekonstrukci růžových tkání. Stupeň jasu sliznice podporuje vrozený zdravý a přirozený dojem. Odstíny přirozené dásně jsou různobarevné, proto je důležité mít k dispozici různé barevné odstíny hmoty, které se vyznačují odlišnou barevnou chromacitou a opacitou. Barvy se mohou používat buď samostatně nebo se mohou míchat dobarvovacími stainy.

**Použití jak v ordinaci, tak i v laboratoři.**

## ETPK – set Tender Pink Composite obsahující:

- ✓ 1x 1 g - opákní pasta Tender Pink
- ✓ 4x 2,5 g - barvy Tender Pink – světlý, tmavý, transparentní, oranžový
- ✓ **CENA: 4.400,-** (set včetně stojánku)



## NEJVÍCE INOVATIVNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM PRO REPRODUKCI GINGIVÁLNÍCH TKÁNÍ.

**Pokrytí konstrukce | opákní pasta | ETOP – 3 g, cena: 2.369,- Kč**  
(použit po aplikaci Tender Metal Primeru)

**Vysoce pevný kompozit Tender Pink | 5 g | cena: 1.720,- Kč**

- ETPL – Tender Pink Light | světle růžová
- ETPD – Tender Pink Dark | tmavě růžová
- ETPT – Tender Pink Transparent | transparentní
- ETP – Tender Pink Orange | růžovo-oranžová (na první vrstvu, má oranžový nádech podobný dentinu)

**Tender Pink Orange Flow | ETFP (barva jako ETP) | 2 g | cena: 742,- Kč**

**Enamel Plus Stain Flow | 2 g | cena: 750,- Kč**  
(světlem tuhnoucí stainy pro charakterizaci dásní)

**COSSTAIN1N – světlem tuhnoucí stain bílý**

**COSSTAINR – světlem tuhnoucí stain červený**

**COSSTAIN3N – světlem tuhnoucí stain modrý**

V sortimentu další barvy: hnědá, tmavě hnědá, černá, žlutá, oranžová, fialová (violet)



**Temp Bonding Fluid | TEMPF | 10 ml, cena: 1.803,- Kč**  
(pro opravy/adhezi pryskyřice → kompozit nebo kompozit → kompozit)