

Kromoglass 2

vodou míchatelný skloionomerní

výplňový materiál

prášek 20 g - univerzální barva A3

Vodou míchatelný skloionomerní výplňový materiál vhodný pro

- výplně I. třídy dočasných zubů
- opravy klínkových defektů
- erodovanou sklovinu a krčkové výplně
- trvalé výplně III. třídy
- výplně V. třídy
- dostavby pilířů
- ochranné podložky
- podpůrné výplně pro korunky a můstky.



KROMOGLASS 2

extraordinary
adhesive
properties



radiopaque

perfektně radioopákní Kromoglass usnadňuje kontroly a diagnostiku



fluoride release

uvolňuje dlouhodobě vysoké procento fluoridů a tím zabraňuje riziku tvorby nových kazů

low thermal reaction/sensitivity

Díky vynikající chemické vazebné síle a adhezivním vlastnostem **nevyžaduje KROMOGLASS 2 žádné preparace retenčních bodů, ani aplikaci další retenční vazby.** Optimální konzistence při nanášení, rychlé tuhnutí, snadná aplikace, dobré estetické vlastnosti a vysoká odolnost abrazi a kompresi dávají záruku úspěšných a dlouhotrvajících aplikací. Nejdříve smíchat malé množství a pak postupně přidávat obě složky.

KGL525 - Kromoglass 2, 20 g prášek, cena: 825,- Kč

Kromoglass 3

vodou míchatelný skloionomerní

adhezivní cement

prášek 30 g – univerzální čirá barva

Vodou míchatelný velmi jemný prášek vytvoří film 20 – 25 μ vhodný pro lepení

- trvalých korunek
- můstků
- inlejí
- ortodontických kroužků



KROMOGLASS 3



radiopaque

perfektně radioopákní Kromoglass usnadňuje kontroly a diagnostiku



fluoride release

uvolňuje dlouhodobě vysoké procento fluoridů a tím zabraňuje riziku tvorby nových kazů

low thermal reaction/sensitivity

Kromoglass 3 je prášek o **mikro jemné struktuře s vyjímečnými schopnostmi adheze ke sklovině a dentinu**. Ultra tenký film o tloušťce 20 - 25 μ . Nelepkaová konzistence se velmi snadno nanáší. Vykazuje 100 % objemovou stabilitu, žádné smrštění, vysokou odolnost kompresi a velmi nízkou rozpustnost - to vše je zárukou dlouhodobě úspěšných a trvanlivých aplikací. Nejdříve smíchat malé množství a pak postupně přidávat obě složky.

extraordinary adhesive properties

KGL053 – Kromoglass 3, 30 g
cena: 987,- Kč

	KROMOGLASS 2	KROMOGLASS 3
doba míchání	40 sec.	30 sec.
zpracování včetně míchání	2,5-3,5 min.	3 min.
tuhnutí v ústech	5 - 6 min.	6 - 7 min.
odolnost tlaku	150-170 MPa	90-130 MPa
rozpustnost ve vodě	0,2-0,4%	0,3-0,9%
tloušťka filmu	-	20-25 μ m

testováno při 23°C